



# BESDATA

## Vidéo -Laryngoscope



- \*Opération à un seul bouton
- \*Mise hors tension automatique
- \*Technologie anti-buée intelligente
- \*Batterie de 250 minutes avec avis d'alarme de batterie faible à l'écran
- \*Sortie AV à connecter au moniteur pour une utilisation en formation



### Données Techniques

Poignée du vidéolaryngoscope :	Taille 180x70x110mm Poids 180gr Angle de vision $\geq 60^\circ$
Batterie :	Batterie au lithium 3,7 V. Temps de décharge de la batterie >1h Temps de charge > 300 fois Résolution $\geq 3,72$ lp/mm
Moniteur :	Source lumineuse LED haute intensité Écran LCD : <b>BESDATA 3</b> : 3" et <b>BESDATA 7</b> : 7" affichage couleur en pouces Caméra CMOS Angles de rotation du moniteur d'avant en arrière $0^\circ \sim 130^\circ$ Angles de rotation du moniteur à gauche et à droite $0^\circ \sim 270^\circ$

### Poignée réutilisable pour vidéo-laryngoscope

**Matériau:** polycarbonate de qualité médicale anti-buée  
**Taille des lames:** MAC-Style 3 pour adulte/pédiatrique/nouveau-né



### Lames jetables pour vidéo-laryngoscope

**Material:** Anti-Fog medical grade polycarbonate  
**Blades size:** MAC-Style 1 size for Adult  
**Packaging:** Packaged sterile for single use



### Lames métalliques pour vidéolaryngoscope

**Matériel:** Acier inoxydable 316  
**Taille des lames :** Style D taille 1 adulte pour voies respiratoires difficiles

