



ES-KE180

Chaise de dialyse électrique



BANQUE DU SANG

ES-KE180

Chaise de dialyse électrique

Configuration technique

- * Télécommande-----1pc
- * Ligne électrique-----1pc
- * 3" Roulette silencieuse-----1set
- * Petite table à manger-----1pc
- * Avec CPR
- * Quatre roulettes de 3" avec frein

Principaux paramètres techniques

Taille du siège: 1900mm × 580mm (L * W)
 Hauteur d'assise réglable: 550mm-750mm
 Taille du dos: 770 * 580mm (L * W)
 Taille du siège: 470 * 580mm (L * W)
 Taille de la jambe: 380 * 540mm (L * W)
 Taille de la planche de pied: 410 * 200mm (L * W)
 Hauteur d'assise: 550-750mm
 Épaisseur du matelas: 6cm
 Dossier de levage: 0 ° -70 °
 Repose-jambes soulevant: 20 ° -75 °
 Accoudoir oscillant vers l'extérieur: 0 ° -270 °
 Taille de l'accoudoir: 500 × 160mm (L * W)
 Accoudoir réglable en hauteur: 100mm

