



FICHE TECHNIQUE 

Modèle: ES-PL

**Extracteur de plasma
mécanique**



- Système manuel - accepte toutes sortes de poches de sang
- Châssis et construction en acier inoxydable
- Plaque transparente pour contrôle visuel de globules rouges / plasma
- Ressort puissant
- Dimensions (LxPxH): 17x26x22 cm
- Poids brut: 3,2 kg



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com



CE