



FICHE TECHNIQUE

Modèle: 35112

MONITEUR ABPM + POULS avec logiciel et bluetooth



L'ABPM mesure la tension artérielle par méthode de oscillométrie à déflation par étapes.

Deux modes de mesure disponibles: manuel et automatique, chacun affichant la tension artérielle diastolique, systolique et moyenne.

En mode MANUEL, une seule mesure à la fois est effectuée.

En mode AUTO, la mesure est cyclique et peut être réglée à intervalles de: 15/20/30/40/60/90/120/240 min.

- compact et portable, facile à utiliser
- convient pour patients adultes, pédiatriques et néonataux
- grand écran LCD couleur affichant ABPM, SpO2 et pouls
- alarmes sonores et visuelles réglables
- monitoring ambulatoire en temps réel, 24 heures de données mémorisables et consultables
- exactitude cliniquement prouvée
- toutes les données peuvent être transférées à un ordinateur grâce à un logiciel pour Windows ou au smartphone par Bluetooth

Spécifications techniques

NIBP

Méthode: oscillométrique

Mode: manuel/automatique/continu

Plage de mesure: 0-300 mmHg

Intervalles mesures automatiques: 15/20/30/40/60/90/120/240.

Résolution: 1 mmHg

Protection surpression: 300 mmHg

Alarme:

systolique 40-270 mmHg

diastolique 20-235 mmHg

Map 10-270 mmHg

Pouls

40-240 bpm

Résolution: 1 bpm

Exactitude: ± 1 bpm

Plage d'alarme: 30-250 bpm

Dispositif

Écran: LCD couleur

Alimentation: 2 piles alcalines AA, 1,5V

Dimensions: 128x69x36

Poids: <350 g (incluant les piles)

Système d'exploitation Windows XP/7, 8, 8.1, 10 (à 32 et 64 bit)

Accessoires Standard

- Sac de transport
- 3 brassards en nylon (pédiatrique, adulte, adulte large) sans latex
- Logiciel (GB, FR, IT, DE, ES, PL, RO, SK, TR, RU)
- Tuyau raccordement brassard 1,5 m
- Mode d'emploi: GB, IT, FR, ES, DE
- Piles alcalines



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail: danielec@esse3-medical.com
web: www.esse3.dreamgest.com



ISO 13485