



9GD8! \$&

Unité dentaire portable



DENTAIRE



EGD8! \$&

Unité dentaire portable



Cod. **ESPD-302**

• Spécifications techniques

Unité multifonction légère et facile à transporter.

Taux de dysfonctionnement et bruit faibles

Elle a toutes les fonctions d'une unité dentaire complète et peut être absolument adaptée à la clinique dentaire, aux centres de traitement dentaire et aux institutions de prévention et traitement qui se peuvent offrir porte-à-porte

Flux 60L/min

Bruit 40-50dB

Alimentation 110V-240V 50/60Hz

Puissance 580W

Poids net 16kg

Dimensions 350×220×450mm (LxPxH)

• Accessoires intégrés

Seringue à 3 voies

Tuyau à 4 trous(deux trous) pour pièce à main à faible vitesse

Tuyau à 4 trous(deux trous) pour pièce à main à haute vitesse

Éjecteur de salive

Compresseur sans huile

Réservoir de l'eau propre 1set

Réservoir de l'eau usée 1set

Réservoir de l'air

• Accessoires en option

Détartreur à ultrasons

Unité de polymérisation à LED

Pièce à main optique

Micro-moteur



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

