



ESB -1000

Pompe Infusion

avec le Réchauffeur des fluides **ESB-W100** en option



Options

Réchauffeur
des fluides



Caractéristiques:

- * Débit de perfusion:: 0.1-1200 ml/h (ou jusqu'à 200 gouttes /min)
- * 4 Modes de perfusion
- * Fonction Bolus
- * 4 niveaux de pression réglables (Haut - Moyen - bas - plus bas)
- * Mémoire du débit d'infusion
- * Divers alarmes de protection
- * Batterie à longue durée
- * Chauffage de tous les fluides IV compris le sang, nutrition entérale
- * Deux types de température en option

Température moyenne d'équilibre. Température interne de la surface. $42 \pm 5 \sim$ (30 minutes après la mise en marche)

Haute température d'équilibre. Température interne de la surface $52 \pm 5 \sim$ (30 minutes après la mise en marche)

Fonctions de Sécurité

Enregistrer des événements sur l'écran



Autorisation de protection



Specifications

Infusion Rate Range

0.1-1200 ml/h (ou jusqu'à 200 marches /min)

Modes de perfusion

* ml/h

* Marches/min

* Limite de Temp de perfusion*

* Poids du patient*

Volume à perfuser

1-9999 ml

Gamme Bolus

1-1200 ml/h

Volume Bolus

1-9999 ml

Précision

+/-2% seulement sur la pompe

(+/-5% avec Set IV)

Réglage de la sensibilité d'occlusion

Haut - Moyen - bas - plus bas

0.04MPa – 0.16MPa / 5.8 PSI – 23.2 PS

Gamme KVO

0.1ml/h – 3ml/h

(Dépend du débit)

Mémoire du débit d'infusion incluse

10 Méthodes Presets pour perfusion

Réglage du volume d'alarme

haute, moyen, bas

* Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis

Alarms

*Porte ouverte

*Perfusion complète

*Air-in-line

*Occlusion (haut et bas)

*Sac vide

*Batterie faible

*Changement de source d'alimentation

* Erreur d'initialisation

*Batterie déplété

*Appuyez sur le bouton de démarrage

*Erreur du Mécanisme d'actionnement

Enregistrer des événements

400 événements (sur l'écran ou sur Téléchargement USB)

Mesures de sécurité

*Protection anti-flux libre

*Verrouillage automatique du clavier

*Protection de la Password

*Alarme sonore & Vidéo

Communication

RS232, USB*, Bluetooth (en option)

Alimentation

AC 100-240V

50/60 Hz, DC12V

Batterie

Intégrée et rechargeable NiMH scellée
environ 8 heures de fonctionnement continu avec batterie plein charge et débit de 25ml/h

Multi-Langues écran intégrée

Anglais, Espagnol, Français, Italien

Sécurité électrique

TYPE CF

IPX1

Poids net

2.9KG / 6.4 lbs



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)

tel +39 011 99 27 706

fax +39 011 99 27 506

e-mai esse3@chierinet.it

web : www.esse3-medical.com

