



Ligne MINI

Balances électroniques



BALANCES DE LABORATOIRE



Ligne MINI

Balances électroniques

Balance électronique avec de bonnes performances,
Petit taille, compact, facile à manipuler et à utiliser.

Caractéristiques techniques:

- Ecran LCD avec rétro-éclairage.
- Arrêt automatique.
- Etalonnage externe.
- Fonction de comptage des pièces.
- Indicateur de stabilité.
- Tare automatique.
- Unités sélectionnables: g, kg, oz, lb
- Indicateur de niveau de batterie.
- Alimentation 12V/250mA.
- Fonctionnement à 4 piles AA (non incluses)
- Température de fonctionnement 0 - 40 ° C.
- Poids net 650 g.
- Dimensions: 180x230x50h



Cod.	Capacité	Résolution	Linéarité	Taille du panneau
MINI 500	1000 g	0,1 g	± 0,1 g	155X155 mm
MINI 2000	3000 g	0,1 g	± 0,1 g	155X155 mm
MINI 5000	5000 g	0,5 g	± 0,5 g	155X155 mm

Accessoires Optionnels:

Cod.	Description
A2-1000	Power supply AC 12V/250mA. (remplacement)
A2-1005	4 piles rechargeables de type AA



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

