


ES-712



- 1 Overload fuses/*Fusible de protection*
- 2 Cable power outlet/*Sortie cable d'alimentation*
- 3 Main switch/*Interrupteur général*
- 4 Power led bright/*Alimentation led lumineux*



ROTATING PLATE STIRRER

The Rotating Plate Stirrer ES-712 is particularly suitable for making and maintaining homogeneous suspensions of blood and cellular materials.

Rotating plate equipped with 36 clips, inclination of 57° or 63°.

The plate has a friction that allows tubes insertion or ejection without stopping the stirrer. Speed of rotation is constant at 12 revolutions per minute. Outer casing in powdered painted steel acids resistant.

Main switch and power led bright.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Plate dimensions: \varnothing 240 mm. - 36 clips
Overall dimensions WxDxH: 315x280x300 mm.
Weight: 6 Kg

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 230 V - 50 Hz.
Electrical input: 10 W
Overload fuses: 2 fuses x 0.5 A F (5x20) mm.
Connection outlet: 10 A



AGITATEUR A PLATEAU ROTATIF

L'agitateur à plateau rotatif ES-712 est particulièrement approprié pour faire et maintenir suspensions homogènes de sang et de matériels cellulaires.

Plateau rotatif équipé de 36 clips, inclination de 57° ou 63°.

La plaque a une friction qui permet l'insertion des tubes ou l'éjection sans s'arrêter l'agitateur.

La vitesse de rotation est constante à 12 tpm.

Boitier externe en acier peint époxy résistant aux acides. Interrupteur général et alimentation led lumineux.


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du plateau : \varnothing 240 mm. - 36 clips
Dimensions externes LxPxH: 315x280x300 mm.
Poids : 6 kg

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Alimentation : 230 V – 50 Hz.
Puissance électrique : 10W
Fusibles de protection : 2 x 0.5 AF (5x20) mm.
Prise de connexion : 10 A

ES-712R



- 1 Overload fuses/*Fusible de protection*
- 2 Cable power outlet/*Sortie cable d'alimentation*
- 3 Main switch/*Interrupteur général*
- 4 Power led bright/*Alimentation led lumineux*
- 5 Speed regulator/*Régulateur de vitesse*

ROTATING PLATE STIRRER WITH SPEED REGULATOR

The Rotating Plate Stirrer ES-712/R is particularly suitable for making and maintaining homogeneous suspensions of blood and cellular materials. Rotating plate equipped with 36 clips, inclination of 57° or 63°.

The plate has a friction that allows tubes insertion or ejection without stopping the stirrer. Electronic speed regulation from 10 to 60 revolutions for minute.

Outer casing in powdered painted steel.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Plate dimensions: \varnothing 240 mm. - 36 clips
Overall dimensions WxDxH: 315x280x300 mm.
Weight: 6 Kg

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 230 V - 50 Hz.
Electrical input: 40 W
Overload fuses: 2 fuses x 0.5 A F (5x20) mm.
Connection outlet: 10 A

AGITATEUR A PLATEAU ROTATIF AVEC REGULATEUR DE VITESSE

L'agitateur à plateau rotatif ES-712/R est particulièrement approprié pour faire et maintenir suspensions homogènes de sang et de matériels cellulaires.

Plateau rotatif équipé de 36 clips, inclination de 57° ou 63°.

La plaque a une friction qui permet l'insertion des tubes ou l'éjection sans s'arrêter l'agitateur. Régulation électronique de la vitesse de 10 à 60 rpm. Boîtier externe en acier peint époxy.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du plateau : \varnothing 240 mm. - 36 clips
Dimensions externes LxPxH: 315x280x300 mm.
Poids : 6 kg

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Alimentation : 230 V – 50 Hz.
Puissance électrique : 10W
Fusibles de protection : 2 x 0.5 AF (5x20) mm.
Prise de connexion : 10 A



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.esse3-medical.com

