



ES-714R



Neoprene
shaking cup
Ø25 mm



Speed
regulator

Main switch
bright

Overload
fuses



MAXI MIXER STIRRER WITH SPEED REGULATOR

The Maxi Mixer (Vortex) **ES-714/R** can shake test tubes of different shapes and dimensions. Equipped with speed regulator from 50 to 900 rpm. Outer casing in powdered painted steel acids resistant.

Neoprene shaking cup Ø 25 mm.

Rubber suction pads.

Eccentricity vibration 3.7 mm.

Main switch bright.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Overall dimensions WxDxH: 130x200x150 mm

Weight: 4 Kg

Shaking cup speed: from 50 to 900 rpm

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 230 V - 50 Hz.

Electrical input: 70 W

Overload fuses: 2 fuses x 0.5 AF (5 x 20) mm.

Connection outlet: 10 A



AGITATEUR VORTEX MAXI AVEC REGULATEUR DE VITESSE

L'agitateur vortex maxi **ES-714/R** peut secouer tubes à essai de différentes formes et dimensions.

Equipé de régulateur de vitesse de 50 à 900 rpm.

Boîtier externe en acier peint époxy résistant aux acides. Coupe secouant en néoprène Ø 25 mm

Ventouse en caoutchouc.

Excentricité des vibrations 3,7 mm.

Interrupteur principal lumineux.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions externes LxPxH: 130x200x150 mm.

Poids : 4 kg

Vitesse d'agitation de la coupe : de 50 à 900 rpm

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Alimentation : 230 V – 50 Hz.

Puissance électrique : 70W

Fusibles de protection : 2 x 0.5 AF (5x20) mm.

Prise de connexion : 10 A



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.esse3-medical.com

