

ES-718



- 1 Main switch bright/*Interrupteur general lumineux*
2 Overload fuses/*Fusibles de protection*



ROLLER STIRRER FOR HAEMATOLOGY

The Roller Stirrer for haematology **ES- 718** is suitable for keeping test tubes of whole blood at the ideal suspension for haematological examinations.

Outer casing of powdered painted steel acids resistant, 6 anti-slip rolls in polyvinyl chloride, capable of rotating and oscillating movement. Rolling speed of 60 revolutions per minute, 45 oscillations per minute with amplitude 28 mm. Main switch bright.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Work surface dimensions: 5 tracks, length 330 mm.

Overall dimensions WxDxH: 245x545x 190 mm.

Capacity load 2 Kg

Weight: 12 Kg.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 230 V - 50 Hz.

Electrical input: 80 W

Overload fuses: 2 fuses x 0.5 A F (5x20) mm.

Connection outlet: 10 A



AGITATEUR A ROULEAUX POUR HEMATOLOGIE

L'agitateur à rouleaux pour hématologie **ES- 718** est approprié à la conserver les tubes à essai de sang total à la suspension idéale pour les examens hématologiques.

Boitier externe en acier peint époxy résistant aux acides, 6 rouleaux antidérapants en chlorure de polyvinyle, capable de rotations et de mouvements d'oscillation.

Vitesse de roulement de 60 tpm, 45 oscillations par minute avec une amplitude de 28 mm.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions surface de travail : 5 rouleaux, longueur 330 mm

Dimensions externes LxPxH: 245x545x190 mm.

Capacité de charge: 2 kg.

Poids : 12 kg

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

Alimentation : 230 V - 50 Hz.

Puissance électrique : 80W

Fusibles de protection : 2 x 0.5 AF (5x20) mm.

Prise de connexion : 10 A



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.esse3-medical.com

