




ES-AG3MR & ES-AG3MRC

Agitateurs Numériques
Magnétiques avec Chauffage



LABORATOIRE

ES-AG3MR / MRC

Agitateurs Magnétiques avec Chauffage

- Agitateur magnétique numérique ergonomique et léger
- Réglage de la vitesse et de la température par boutons rotatifs
- Structure en ABS et plaque avec Classe de protection IP42/IP21
- Dispositif fiable, silencieux et facile à utiliser
- Vitesse réglable jusqu'à 1500rpm
- Température réglable de 50°C à 280°C
- Vitesse et température affichées sur l'écran numérique à LED
- Technologie de contrôle à microprocesseur
- Capteur extérieure de température PT1000 en option
- Plaque chauffante en acier inoxydable avec revêtement résistant à la corrosion ou revêtue de Céramique
- Alerte HOT (CHAUD) 50° qui indique la température résiduelle de la plaque chauffante

Caractéristiques Techniques:

Matériau de la plaque de travail	Cod. ES-AG3MR Acier inoxydable
	Cod. ES-AG3MRC Céramique
Dimension de la plaque de travail	Ø 135 mm
Type de moteur	Moteur DC
Puissance d'entrée du moteur	5 W
Puissance de sortie du moteur	3 W
Puissance	500 W
Alimentation	200-240 VAC
Fréquence	50/60 Hz
Positions d'agitation	1
Quantité d'agitation Max. (H ₂ O)	3 L
Barreau magnétique Max. (L x Ø)	50mm
Plage de vitesse	de 100 à 1500 rpm
Affichage de la vitesse/température	LED
Plage de température	50°C to 280°C
Précision d'affichage de la temp.	± 1 °C
Précision de réglage de la plaque	± 1(<100°C) ± 1%(>100°C)
Température de sécurité	320°C
Précision de réglage avec le capteur de temp. optionnel PT1000	± 0,5°C
Avertissement de chauffage	50°C
Classe de protection selon le DIN EN60529	IP21
Dimensions	260x150x80 mm
Poids	1,8 Kg
Température ambiante	5 - 40°C
Humidité relative admissible	80%

Accessoires en Option:

Cod. ES-C20100	Base de support pour capteur PT-1000
Cod. ES-C20110	Capteur de température PT-1000
Cod. ES-C10005	Barres magnétiques, 10x6mm, box of 5 pcs
Cod. ES-C10010	Barres magnétiques, 15x8mm, box of 5 pcs
Cod. ES-C10015	Barres magnétiques, 30x6mm, box of 5 pcs
Cod. ES-C10020	Barres magnétiques, 40x8mm, box of 5 pcs
Cod. ES-C10025	Barres magnétiques, 50x8mm, box of 5 pcs
Cod. ES-C10030	Protection en silicone



Cod. **ES-AG3MR** - Version avec plaque de travail en Acier Inoxydable



Cod. **ES-AG3MRC** - Version avec plaque de travail en Céramique



Cod. **ES-AG3MRC** +
Cod. **ES-C20100** +
Cod. **ES-C20110**