



# ESMX-T6

Agitateurs à rouleaux



LABORATOIRE

# ESMX-T6

## Agitateurs à rouleaux



• **Cod. ESMX-T6S** - Version standard



• **Cod. ESMX-T6PRO** - Version avec écran LCD pour la vitesse et le temps

Nos agitateurs à rouleaux fournissent mouvements oscillantes et rotatoires douces mais très efficaces, idéals pour mélanger les échantillons de sang, de substances visqueuses et de suspensions liquide-solide. Utilisés dans une grande variété d'applications comme la prévention de la coagulation du sang, la précipitation immunitaire etc...

- Mouvements oscillantes et rotatoires pour un mélange complet
- Plage de vitesse de 10-70 rpm
- Six rouleau avec faible encombrement et faciles à nettoyer
- Conçu pour un fonctionnement en continu ou temporisé

### Caractéristiques techniques

Modèle	ESMX-T6S	ESMX-T6PRO
Tension	100-240 VAC	100-240 VAC
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance	25 W	30 W
Type de moteur	moteur DC	moteur DC
Mouvement	Oscillante et rotatoire	Oscillante et rotatoire
Amplitude	24 mm	24 mm
Capacité max. de charge	4 kg	4 kg
Nombre de rouleaux	6	6
Taille des rouleaux (L)	280 mm	280 mm
Plage de vitesse	0-70	10 -70
Affichage de la vitesse	Échelle	LCD
Minuterie	-	Oui
Affichage du temps de la minuterie	-	LCD
Plage de réglage du temps	-	1-1199 min
Type d'opération	Opération continue	Opération continue/temporisée
Dimensions [P×L×H]	450×260×120 mm	450×260×120 mm
Poids	4.5 kg	5.1 kg
Température ambiante admissible	5-40°C	5-40°C
Humidité relative admissible	80%	80%
Classe de protection selon DIN EN60529	IP21	IP21



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

