



LAA D9G[®] 89[°]K CC8



LABORATOIRE

@5A D9G'89`K CC8



La lampe de Wood permet de diagnostiquer l'état de la peau.

Ses rayons ultraviolets font apparaitre de différentes couleurs les diverses conditions de la peau.

Ces nouveaux modèles

possèdent un verre grossissant poli 10,5x7 cm 3 dioptries.

Source d'éclairage fluorescent de 9W avec une longueur d'onde d'environ 360 nm.

Alimentation: 230 V - 50 Hz.

Manuel en GB, FR, IT, ES, PT, DE.



..... Cod. ' %%- +

• Cod. **31196** LAMPE DE WOOD
- à main

• Cod. **31197** LAMPE DE WOOD
- sur socle à roulettes,
Longueur du bras 40x40 cm



Cod. ' %%- *



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

