



ESA H+\$

Microtome Rotatif
de Précision



LABORATOIRE

ESAH+\$

Microtome Rotatif de Précision

Cet instrument de découpe est fiable et moderne et est conçu pour des coupes de tissus très précises jusqu'à un micron d'épaisseur. L'indicateur d'avance, situé dans la partie frontale du microtome, fonctionne avec le SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT PAR CAME pour une plage d'avance de 1 à 50 microns, par incréments de un micron. Le mécanisme interne repose sur un socle lourd en fer et il est protégé par un couvercle rabattable pour faciliter le nettoyage et la lubrification. Parmi ses traits saillants nous trouvons le mécanisme d'alimentation indépendant avec un dispositif automatique de sureté, un porte-couteau universel à mouvement latéral qui permet de se servir de la lame sur toute sa longueur et un porte-objet type étau pour un centrage précis de l'échantillon. L'instrument assure un fonctionnement permanent sans problème.



Cod. ESMT70

Caractéristiques techniques

- Poignée inversive
- Alimentation par traction
- Bouton gradué
- Étau universel
- Porte-rasoir universel
- Échelle numérique
- Glissières sur roulement à billes

Accessoires Standard

- 1 x Rasoir 120mm avec dos et poignée dans boîte
- 1 x Bidon d'huile
- 1 x Pierre à aiguiser dans son étui
- 1 x Couverture anti-poussière
- 1 x Porte-objets (boîte de 3)
- 1 x Porte-lame jetable avec 5 lames jetables
- 1 x Manuel d'utilisation illustré