



ESX-9770/106

Platine de séchage pour
lames de microscope



LABORATOIRE

ESX-9770/106

Platine de séchage pour lames de microscope



Cod. **ESX-9770/106**

Platine de séchage pour le séchage des lames de microscope en position horizontale ou inclinée. Pour 50 lames porte-objets 26 x 76 mm. Réglage de la température jusqu'à 100°C. Accélère la préparation des lames, qui peuvent être installées sous différents angles (directement sur la platine à cheval, en appui sur les barres, ou à plat).

Caractéristiques techniques:

Modèle	ESX-9770/106
Surface de chauffe :	702 cm ²
Dimensions (l x p x h)	180 x 390 x 95 mm
Poids	1,8 Kg
Alimentation secteur :	220 V / 150 W

Accessoires en option

ESX-9770/108	Résistance de rechange
---------------------	------------------------