



FICHE TECHNIQUE 

Modèle: 31480

**Trousse de diagnostic
éclairage xénon-halogène - 3,5 v**



Cod. 31480



Cod. 31542

trousses de diagnostic à éclairage Xénon-Halogène se présentent dans étui rigide contenant:

- 1 poignée rechargeable,
- 1 tête otoscope, 1 tête ophtalmoscope,
- 3 spéculums autoclavables (\varnothing 2,5, 3,5, 4,5 mm),
- 2 miroirs laryngiens (taille 3 et 4),
- 1 spéculum nasal réglable,
- 1 illuminateur de gorge recourbé et
- 1 spatule.

À utiliser avec les cod. 31542 et 31541 pour l'avoir rechargeable

Cod. 31542 - Chargeur

Cod. 31541 - batterie rechargeable de 3,5 v / li-ion

CE



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

