



# EASY-TYMP

Tympanomètre de  
Dépistage Portatif



LABORATOIRE

# EASY-TYMP

## Tympanomètre de Dépistage Portatif

### Control panels

#### MODE TYMPANOMÉTRIE easytymp™

Fréquence de la Sonde 226 Hz  $\pm$  1%, 85 dB SPL sur 2 cm<sup>3</sup>  
 1000 Hz  $\pm$  1%, 85 dB SPL sur 2 cm<sup>3</sup>  
 Plage de Pression + 200 à - 400 daPa  
 Plage de Volume 0.1 à 8.0 ml  
 Précision  $\pm$  5% ou  $\pm$  10 daPa  
 Durée du Test < 3 secondes

#### MODE RÉFLEXES

Fréquence de Test 500, 1000, 2000, 4000 Hz  $\pm$  3%  
 Méthode de Test Ipsilatérale  
 Réflexes d'Intensité 70 à 100 dBHL  
 Paramètres d'Intensité Automatique ou simple intensité

#### PROTOCOLES DE TEST

Tymp 226 Hz;  
 Tymp 226 Hz + Réflexe auto ;  
 Tymp 226 Hz + Réflexe 90 dB

#### OPT. HAUTE FRÉQUENCE

Tymp 1 kHz ;  
 Tymp 1 kHz + Réflexe auto ;  
 Tymp 1 kHz + Réflexe 80 dB BB

#### GÉNÉRALITÉS

Mémoire 1 courbe par oreille et test  
 Stockage > 1 000 mesures  
 Écran Écran LCD graphique couleur  
 Dimensions / Poids L x l x H : 80 x 300 x 70 mm / 427 g

#### SOCLE

Dimensions L x l x H: 150 x 295 x 110 mm  
 Alimentation 100-240 V CA, 50/60 Hz

**IMPRIMANTE (OPTION)** Imprimante thermique 4 pouces

#### NORMES

IEC 60601-1, Catégorie II, Type B  
 IEC 60601-1-2, IEC 60645-5  
 sur les appareils médicaux directive 93/42/EEC

#### ACCESSOIRES STANDARD

- Unité portable easyTymp™ avec batterie rechargeable
- Embout de sonde et embout de sonde de rechange
- Alimentation
- Boîte d'embouts avec embouts
- Cavité d'étalonnage
- Mallette de transport
- Logiciel d'impédance

#### ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

- Sonde externe avec câble (longueur 35 cm)
- Licence pour son de sonde haute fréquence de 1 kHz
- Socle avec boîte d'embouts intégrée, alimentation et batterie rechargeable supplémentaire
- Socle avec imprimante intégrée, alimentation et batterie rechargeable supplémentaire
- Alimentation de l'unité portable
- Kit de fixation murale pour station d'accueil

Nous recommandons fortement l'utilisation d'embouts pour obtenir des résultats de tests optimaux.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

#### Accessoire Standard



**Appareil  
easyTymp**



**Embout de  
sonde**



**Boîte d'embouts  
avec embouts**



**Logiciel  
d'impédance**



**Mallette de  
transport**

#### Accessoire en option



**Sonde externe  
avec câble**



**Socle easyTymp  
avec imprimante**



**Socle easyTymp  
avec boîte  
d'embouts**



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
 14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
 Tel +39 011 99 27 706  
 Fax +39 011 99 27 506  
 e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
 web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

