



ES-BS5

Vidéo-Scope Portable
Médical



PETIT MATERIEL



...9G!6G)

Vidéo-Scope Portable Médical

Caractéristiques du produit

Spécialement conçu pour le département de l'ENT.

Il peut être utilisée pour examiner le tympan, la cavité nasale et la gorge avec différentes sondes caméra.

- Il évite le coût élevé de l'équipement d'examen ORL traditionnelle, comme source de lumière, CCD, moniteurs etc... Toutes les fonctions sont dans un appareil portable.
- Léger et portable, il est adapté au service de consultations externe, salle d'urgence et service médical.
- Images à haute résolution. La carte SD peut mémoriser plusieurs des images et des vidéos congelés et peut être connecté à l'ordinateur pour imprimer des rapports de patients.
- Écran LCD de 3 pouces à haute définition, en regardant et en prenant des photos en même temps.
- Il peut être connecté et synchronisé à un moniteur de taille plus grande.

Spécifications du produit

- Charge: 11 OV-220V AC 50/60HZ Sortie DC 5V 500MA
- LCD: écran à 3 pouces, différence de couleur minimum pour angles de vision différents.

Sondes caméras compatibles

- L'appareil est applicable pour examen visible pour l'oreille, le nez et la gorge avec différentes caméras.



Otoscope (standard)



Rhinoscope (en option)



Laryngoscope (en option)



Cod. **ES-BS5**



Tympan Normal



Tympan Normal



Tympan avec otite moyenne



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

