



ES-JOYM

Pèse-bébé électronique
avec toise



PETIT MATERIEL



ES-JOYM

Pèse-bébé électronique avec toise

Cod. **ES-JOYM**



Caractéristiques techniques	
Portée Max.	20kg
Graduation	5/10g
Structure	Structure en plastique ABS avec plateau lavable
Fonctions	Tare, blocage du poids du bébé en mouvement, unité de poids, mémoire du poids et calcul de la différence, étalonnage externe, arrêt automatique programmable
Écran	Ecran LCD de 24 mm à 4 chiffres, facile à lire
Alimentation	1 pile alcaline (type PP3) ou adaptateur externe d'alimentation
Poids	3 kg
Dimensions (LxPxH)	305 x 520 x 120 mm
Accessoires inclus	Adaptateur d'alimentation, indicateur de niveau faibles de pile
Accessoires en option	Pile alcaline (type PP3)

Cod.	Descr.
ES-JOYM	Pèse-bébé avec toise mécanique sur le plateau
ES-JOYN	Pèse-bébé avec toise numérique sur le plateau



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
 14022 Castelnuovo D.B. (AT)
 Tel +39 011 99 27 706
 Fax +39 011 99 27 506
 e-mail esse3@chierinet.it
 web: www.esse3-medical.com

