



Ligne ESF10 TOISES



PETIT MATERIEL



Ligne ESF10 TOISES

**Cod. ESF10-225
TOISE**

Plage de mesure	85 – 210 cm
Gradation	1 mm
Plate-Forme	280x320x45H mm



**Cod. ESF10-222/F
TOISE MURALE**

Plage de mesure	92 – 203 cm
Gradation	1 mm



**Cod. ESF10-208
TOISE TELESCOPIQUE**

Plage de mesure	0 – 200 cm
Gradation	1 mm



**Cod. ESF10-209/F
TOISE POUR BÉBÉ**

Plage de mesure	0 – 100 cm
Gradation	1 mm



**Cod. Z90012
METRE RUBAN**

Plage de mesure	0 – 200 cm
Gradation	1 mm



**Cod. ESF10-210/F
TOISE POUR BÉBÉ**

Plage de mesure	0 – 100 cm
Gradation	5 mm



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

