

ESF OTOSCOPE / OPHTHALMOSCOPE

ESF8-670000 OTOSCOPE

2,5 V standard illumination. Plastic head, screw type fitting 2,5 x magnifying glass.
Connection for pneumatic otoscopy.
Plastic tube with 5 each reusable ear specula 2,5 and 4,0 mm.
Plastic handle for 2 AA batteries.
Supplied in black soft pouch.

ESF8-670000 OTOSCOPE

2,5 V éclairage Standard. Tête en plastique, vissée avec lentille grossissant 2,5 x.
Avec un connecteur pour le teste pneumatique.
Tube en plastique et 5 spéculums réutilisables 2,5 et 4,0 mm.
Manche en plastique pour 2 piles type AA.
Se trouve dans une trousse en plastique noire.



ESF8-670100 OPHTHALMOSCOPE

2,5 V standard illumination.
Corrective lenses ranging from 0 to +20 and from 0 to -20 diopters, single large circle aperture.
Plastic handle for 2 AA batteries.
Supplied in black soft pouch.

ESF8-670100 OPHTHALMOSCOPE

2,5 V éclairage Standard.
Lentille correctrices de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries.
Affichage lumineux d'un grand cercle.
Manche en plastique pour 2 piles type AA.
Se trouve dans une trousse en plastique noire.



OTO-OPHTALMO SET

ESF8-660000 OTOSCOPE

2,5 V. standard illumination.
Chrome plated handle , with FAST LOCK fitting
4 x magnifying glass.
Reusable specula 2,3, and 4 mm. included.
Battery handle for 2 C batteries.
Rheostat for adjustment of illumination.
Supplied in black plastic pouch.

ESF8-660000 OTOSCOPE

2,5 V eclaireage standard .
Manche chromé, avec système de fixation FAST LOCK.
Avec lentille grossissant 4 x.
Avec spéculum auriculaires réutilisables: 2,3, et 4 mm.
Manche pour 2 piles C.
Rhéostat pour réglée la lumière.
Se trouve dans une trousse en plastique noire.





CE

ESF8-672075 OPTHALMOSCOPE

Standard illumination 2,5 V.
Corrective lenses ranging from 0 to +20 and from 0 to -20 diopters, aperture large circle.
Battery handle for 2 C batteries.
Rheostat for adjustment of illumination.
Supplied in black soft pouch..

ESF8-672075 OPTHALMOSCOPE

Eclairage conventionnel 2,5 V.
Lentille correctrices de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries.
Ouverture grand cercle
Manche pour 2 piles type C.
Rhéostat pour régler la lumière.
Se trouve dans une trousse en plastiqué noire

ESF8-682055 DIAGNOSTIC SET

2,5 V standard illumination. Including
Otoscope head: Pin contact fitting.
Fixed lens 4X in plastic mount may be removed for introduction of instruments.
Reusable specula 2,3, and 4 mm. included.
Connection for pneumatic otoscopy.
Bent-arm illuminator: Pin contact fitting. Chrome plated.
Tongue blade holder: Stainless steel.
Nasal speculum: Chrome plated.
Two laryngeal mirrors: n. 3 and 4.
Battery Handle: Chrome plated for 2 C batteries.
Replacement bulb: 2,5 V
The diagnostic set is supplied in black plastic storage case.

ESF8-682055 EQUIPEMENT DE DIAGNOSTIC

2,5 V éclairage standard. Contient:
Tête d'otoscope: Fermeture à vis.
Le lentille 4X sur monture plastique peut être enlevé.
Avec spéculum auriculaires réutilisables: 2,3, et 4 mm.
Avec un connecteur pour le teste pneumatique
Porte-lampe: avec ampoule 2,5V. Chromé.
Porte-abaisse-langue: Acier inoxydable.
Spéculum nasal: chromé.
Deux miroirs laryngiens: no. 3 et 4.
Manche à piles: chromé pour 2 piles type C.
Ampoule de rechange: 2,5 V.
Tous les instruments se trouvent dans une trousse en plastiqué noire



CE



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.4ci.com

