



# AMBULANCE'S ACCESSORIES

## ACCESSOIRES D'AMBULANCE

Cod. DA-02310

Complete Set Of 5 Pcs



**DA-02300**

Wrist  
Poignet



**DA-02301**

Arm  
Bras



**DA-02302**

Leg  
Jambe



**DA02303**

Ankle / Elbow  
Cheville/Coude



**DA-02304**

Forearm  
Avant-Bra



### ECO SPLINT KIT

Rigid flexible splints produced with 3.5 mm. neoprene and complete with an inside aluminium sheet that can be adjusted as needed during the rescue operations. the special material used for their production allow to keep constant the body temperature , to adapt the splints to each limb and to clean and disinfect them easily. 5 sizes available.



### SET D'ATTELLES ECO

Attelles rigides flexibles réalisées en néoprène 3.5 mm. et comportant une couche en aluminium qui peut être modelée en fonction des nécessités qui se présentent lors des opérations de secours. Le produit spécial dont sont faites les attelles permet de maintenir le corps à une température constante, d'ajuster les attelles à chaque type de membre, de les nettoyer et de les désinfecter avec une grande facilité.

Cod. ESF9-8004



### VACUUM SPLINT

Produced with absolute reliability materials this splints allow the perfect immobilization of the lower and upper limbs by taking away the inside air. They are supplied with suction valve positioned on the out-side to avoid problems to the patient. All splints are X-ray transparent The complete set include vaccum splint for arm, leg and forearm, little pump for the vacuum and nylon bag.




### ATTELLE A DEPRESSION

Réalisées avec des matériaux d'une fiabilité absolue qui permettent d'immobiliser parfaitement les membres inférieurs et supérieurs en aspirant l'air interne, ces attelles sont dotées de valves d'aspiration situées à l'extérieur afin de n'occasionner aucune gêne pour le patient. Toutes les attelles sont radiotranslucides. Le set est composé d'attelles à dépression pour bras, jambe et avant-bras, d'une petite pompe pour faire le vide et d'un sac en nylon.

**Cod.**

<b>PNE243</b>	set of 2 pcs, full arm and full leg. <i>Set de 2 pcs bras et jambe complete</i>
<b>PNE244</b>	set of 4 pcs, full arm, full leg, hand/wrist, foot/hankle. <i>Set de 4 pcs bras et jambe complete, main/poignet, pied /hanche.</i>
<b>PNE245</b>	set of 6 pcs,full arm, full leg, half arm, half leg, hand/wrist, foot/hankle. <i>Set de 6 pcs bras et jambe complete, bras et jambe moitié, main / poignet, pied / hanche</i>
<b>PNE246</b>	full arm. <i>bras complete</i>
<b>PNE247</b>	full leg. <i>jambe complete.</i>
<b>PNE248</b>	half arm. <i>bras moitié.</i>
<b>PNE249</b>	half leg. <i>jambe moitié.</i>
<b>PNE250</b>	hand/wrist. <i>main/poignet.</i>
<b>PNE251</b>	foot/ankle. <i>pied /hanche</i>



**QUICK SPLINT**

Inflatable PVC splint.  
Immobilise the injured limb and avoid eventual hemorrhage.  
X- RAY translucent, washable non toxic. Available in a compartments bag.



**ATTELLES QUICK**

*Attelles gonflables pour immobiliser le membre lésé et éviter les hémorragies.  
Translucides pour les rayon X.  
Lavables et non toxiques.  
Disponibles dans un sac avec compartiments.*

**Cod. 506**

Complete Set Of 6 Pcs



**500**

**501**

**502**

**503**

**504**

**505**



**CERVICAL COLLARS ONE PIECE**

One piece , polyethylene cervical collars. Washable internal part, fixed by plastic rivets. With a central trachea hole and the Velcro band secure a quick and adjustable fixing. Available in 6 sizes which differs in the safety catch colour.  
Cod. **500** infant / **501** pediatric / **502** stout / **503** standard / **504** medium / **505** tall



**COLLIERS CERVICAUX UNE PIECE**

*Colliers cervicaux en polyéthylène formés a une pièce. Revêtement intérieur , lavable fixé à l'aide de rivets en plastique. Ouverture centrale pour trachéotomie et réglages par auto-agrippant. Six tailles disponibles caractérisées par des fermetures de couleurs différentes.  
Cod. **500** infant / **501** pediatric / **502** stout / **503** standard / **504** medium / **505** tall .*

Cod. **FER001**



## HEAD IMMOBILIZER

Universal head immobilizer, can be used with any spinal board and scoop stretcher.

Easy to clean and to adjust to the head size thanks to Velcro system.



## IMMOBILIZATEUR DE LA TÊTE

*Immobilisateur universel de la tête, peut être utilisé avec le brancard civière et spinal.*

*Lavable, réglage par Velcro.*

Cod. **ESF9-8005**



## LIFESAVER CPR BOARD


Lifesaver CPR board positions patient for most efficient treatment. Aids in the administration of cardiopulmonary resuscitation. Board is anatomically contoured to properly position a victim for effective application of external cardiac massage and to open the airway. Upper surface texture ribbing stabilizes board during resuscitation. Recessed handles facilitate board positions and lifting/transferring patients. Light-weight, portable and strong.



## PLANCHE DE RÉANIMATION

*La planche de réanimation permet un positionnement optimal du patient pour les soins. La réanimation cardio-pulmonaire est optimisée. La planche a une forme anatomique assurant un positionnement correct de la victime. Les voies aériennes sont ainsi dégagées et l'application du massage cardiaque plus efficace. La partie supérieure présente des nervures qui stabilisent la planche durant la réanimation. Les poignées découpées dans la planche en facilitent le positionnement, de même que les manoeuvres de levage et de transfert du patient. Légère, portable et résistante.*

Cod. **BAR025**



## SPINAL BOARD

100% x-ray translucent, washable and disinfectable. Compatible with all type of head immobilizer. 3 quick unhooking belts for the patient immobilization. Size: 183 x 40 x 4,5 h cm. Weight: 6.6 kg. Loading: 200 kg



## CIVIERE

*Civière pour traumatisme de la colonne vertébrale. 100% radio-transparent. Peut recevoir tous les modèles de collier cervicaux anatomiques. 3 sangles de retenue pour l'immobilisation du patient. Dimensions: 183 x 40 x 4,5 cm Poids: 6.6 kg. Capacité: 200 kg*



Cod. **BAR018**



 **FOLDABLE STRETCHER**

Foldable emergency stretcher, produced in anticorrosive and anodised aluminium, with a PVC coated polyester sheet, fire retardant and anty putridity Aluminium feet. Capacity 120 kg

 **BRANCARD PLIABLE**

*Brancard d'urgence pliable, bâti en aluminium anodisé, toile de polyester imperméable, lavable. Pieds en aluminium. Capacité 120 kg.*

Cod. **ESF9-8000**



 **VACUUM MATTRESS**

Allows the patient to be immobilised and transported wrapped in the mattress. Complete with 3 belts for the patient and 4 belts to fit the mattress to the stretcher. Completely made in PVC, it is impermeable and easy to clean. Equipped with 4 handles on each side, 2 handles on head side and 1 on foot side for easy transportation.

 **MATELAS A DEPRESSION**

Permet d'immobiliser et de transporter le patient en l'enveloppant dans le matelas. Livré complet de 3 ceintures pour le blocage du patient et 4 ceintures pour fixer le matelas au chariot brancard. Equipé de 4 poignées sur chaque côtés, 2 poignées aussi sur tête e 1 poignée sur pieds pour un transport plus aisé. Produit en PVC, il est imperméable et facile à nettoyer. Il est doté de 4 poignées pour le tran sport

Cod. **ESF9-8002**

