



FICHE TECHNIQUE 

Modèle: ESF9-0719

**Masque CPR - Insufflateur
de poche**



Le masque de poche CPR est un masque non invasif, sans latex, doté d'un bourrelet gonflable, d'une valve de non-réinhalation intégrée et d'un filtre efficace prévenant un contact direct de la bouche avec le visage du patient lors de la réanimation par bouche-à-bouche.

Fabriqué en plastique transparent, conçu pour adulte et enfant.

Bordure à insuffler souple. Le masque supporte bien les hautes températures.

Connecteur en dotation 22 mm peuvent s'employer avec ballon et masque.

Couple flexible et pliable format de poche.

Étui compact avec instructions.

CE



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

