



ESF9-12246

Réducteur de pression
à commande par piston



PETIT MATERIEL



ESF9-12246

Réducteur de pression à commande par piston



Réducteur de pression à commande par piston avec étalonnage fixe

A appliquer à des bouteilles équipées d'une vanne à volant de réduction des gaz médicaux.

Corps en laiton chromé avec soupape de sécurité.

Débit : 6 litres/min. Manomètre Ø 42, échelle 0-315 bar ; classe de précision 2,5.

Raccord bouteille UNI 4406. Raccord sortie avec porte-caoutchouc pour tuyau 6 mm de diamètre.

Code	Description	Raccord
ESF2-12246	Réducteur de pression W/15 LT et raccord Italien pour barboteur	ITALY (UNI)
ESF2-12246D	Réducteur de pression W/15 LT et raccord Allemande pour barboteur	GERMAN (DIN)
ESF2-12246F	Réducteur de pression W/15 LT et raccord Française pour barboteur	FRENCH (NF)
ESF2-12246UK	Réducteur de pression W/15 LT et raccord Anglais pour barboteur	ENGLISH (BS)
ESF2-12246US	Réducteur de pression W/15 LT et raccord Américain pour barboteur	AMERICA (CGA)



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

