



Garrots Pneumatiques



PETIT MATERIEL



Garrots Pneumatiques

{ '%\VFW]h'ci ' & \VFW]hg

Garrot pneumatique electro-mecanique - 1 circuit

Cod. G10705

Facilité d'utilisation :

- 1 circuit de pression
- Géré par microprocesseur, une garantie de sécurité et de précision
- Réglage temps et pression
- Plage de réglage de 0 à 600 mmHg
- Précision de ± 5 mmHg
- Alarme temps et alarme pression

En option :

- Chariot mobile à roulettes
- Brassards et cuissards à 2 poches



Garrot pneumatique electro-mecanique - 2 circuits

Cod. G10706

Facilité d'utilisation :

- 2 circuits de pression
- Géré par microprocesseur, une garantie de sécurité et de précision
- Réglage temps et pression
- Plage de réglage de 0 à 600 mmHg
- Précision de ± 5 mmHg
- Alarme temps et alarme pression

En option :

- Chariot mobile à roulettes
- Brassards et cuissards à 2 poches



Garrot pneumatique électronique - 1 circuit

Cod. G10803

Facilité d'utilisation :

- Interface tactile : 120mm x 90 mm
- 1 circuit de pression régulée
- Plage de réglage de 0 à 600 mmHg
- Géré par microprocesseur, une garantie de sécurité et de précision
- Batterie
- Compact

Tracabilité :

- Facilité de maintenance
- Tous les fusibles sont accessibles par l'extérieur
- Batterie démontable via une trappe

Sécurité :

- Alarme temps et alarme pression (sonore et visuelle)
- Alarme batterie (sonore et visuelle)

En option :

- Imprimante
- Chariot mobile à roulettes
- Brassards et cuissards à 2 poches



Garrot pneumatique électronique - 2 circuits

Cod. G10903

Facilité d'utilisation :

- Interface tactile : 120mm x 90 mm
- 2 circuits de pression régulée
- Plage de réglage de 0 à 600 mmHg
- Géré par microprocesseur, une garantie de sécurité et de précision
- Batterie
- Compact

Tracabilité :

- Facilité de maintenance
- Tous les fusibles sont accessibles par l'extérieur
- Batterie démontable via une trappe

Sécurité :

- Alarme temps et alarme pression (sonore et visuelle)
- Alarme batterie (sonore et visuelle)

En option :

- Imprimante
- Chariot mobile à roulettes
- Brassards et cuissards à 2 poches



Accessoires Optionnels



A10701

Chariot mobile à roulettes
pour G10705, G10706, G10803 et G10903



G13200

Imprimante
pour G10803 et G10903

Brassards et Cuissards Optionnels



Brassards et cuissards à 1 poche
pour G10705 et G10803

Brassards et cuissards à 2 poches
pour G10706 et G10903

GBDM101	Brassard droit - Taille Nourrisson - Bras
GBDM102	Brassard droit - Taille Enfant - Bras
GBDM103	Brassard droit - Taille Adulte S - Bras
GBDM104	Brassard droit - Taille Adulte M - Bras
GBCM105	Brassard droit - Taille Adulte L - Bras
GCDM103	Cuissard droit - Taille Adulte S - Cuisse
GCDM104	Cuissard droit - Taille Adulte M - Cuisse
GCDM105	Cuissard droit - Taille Adulte L - Cuisse
GCDM106	Cuissard droit - Taille Adulte XL - Cuisse
GCDM107	Cuissard droit - Taille Adulte XXL - Cuisse
GCCM104	Cuissard conique - Taille Adulte M - Cuisse
GCCM105	Cuissard conique - Taille Adulte L - Cuisse
GCCM106	Cuissard conique - Taille Adulte XL - Cuisse
GCCM107	Cuissard conique - Taille Adulte XXL - Cuisse

GBDM201	Brassard droit - Taille Nourrisson - Bras
GBDM202	Brassard droit - Taille Enfant - Bras
GBDM203	Brassard droit - Taille Adulte S - Bras
GBDM204	Brassard droit - Taille Adulte M - Bras
GBCM205	Brassard droit - Taille Adulte L - Bras
GCDM203	Cuissard droit - Taille Adulte S - Cuisse
GCDM204	Cuissard droit - Taille Adulte M - Cuisse
GCDM205	Cuissard droit - Taille Adulte L - Cuisse
GCDM206	Cuissard droit - Taille Adulte XL - Cuisse
GCDM207	Cuissard droit - Taille Adulte XXL - Cuisse
GCCM204	Cuissard conique - Taille Adulte M - Cuisse
GCCM205	Cuissard conique - Taille Adulte L - Cuisse
GCCM206	Cuissard conique - Taille Adulte XL - Cuisse
GCCM207	Cuissard conique - Taille Adulte XXL - Cuisse