



MEDICAL ACCESSORIES

ACCESSOIRES MEDICAUX

WASH BOTTLES

In polyethylene, graduated, with a curved straw. The outlet of the liquids is caused by a pressure of the hand on the body of the bottle. Suitable for foodstuff.

PISSETTE

En polyéthylène, graduée, avec col de cygne. La sortie du liquide est obtenue en exerçant une pression suffisante sur le corps de la pissette.



Cod.	VOL. ML	Ø MM	H. MM
11161	100	43	115
11162	250	60	140
11163	500	75	180
11164	750	84	190
11165	1000	95	220

Cod. 3024

URIN BOTTLE

24 hours urine bottles, with self-adhesive label, individually cased. Vol. 2500 ml. Material: polyethylene.

BOCAL A URINE

Bocal gradué pour la collecte d'urine sur 24 heures, avec étiquettes auto-adhésives.

Volume 2500 ml

Matériel : polyéthylène



Cod. ESF10-50088

MALE URINAL WITH COVER

Polyethylene man urinal with grip, graduated up to 1000 cc, large opening. washable 94°C.

URINAL HOMME AVEC COUVERCLE

Fabriqué en plastique avec poignée, graduation 100 cc. Blanc, lavable 94°C.



Cod. ESF10-50077

BED PAN WITH COVER

Polyethylene, washable 94°C.

BASSIN DE LIT AVEC COUVERCLE

Fabriqué en polyéthylène blanc, lavable 94°C.



Cod. ES-ZB012

BRUSH FOR CLEANING INSTRUMENTS

Washable 120°C.

BROSSE POUR LE NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Stérilisation à l'autoclave à 120° C.



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

