

s.s. holloware
products

Prodotti in acciaio inox
Stainless Steel Products
Produits en acier inox
Productos en acero inox
Sterilizátory a výrobky z nerezů

3

CESTELLI PER LA STERILIZZAZIONE
DRUMS
TAMBOURS POUR LA STERILISATION
BOMBONAS
STERILIZAČNÍ BUBNY

CONTENITORI PER LA STERILIZZAZIONE
CONTAINERS
CONTENEURS POUR LA STERILISATION
CONTENEDORES
KONTEJNERY

VASSOI PORTASTRUMENTI
INSTRUMENT TRAYS
PLATEAUX A INSTRUMENTS
BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL
PODNOŠY NA NÁSTROJE

RENIFORMI
KIDNEY TRAYS
HARICOTS
RIÑONERAS
EMITNÍ MISKY

ESSE 3 Via Garibaldi 30
14002 Castelnuovo D.B.(AT) – I
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.4ci.com





CESTELLI PER STERILIZZARE

Realizzato in acciaio Inox 18/8. Coperchio e fondo stampati, fasce scorrevoli.

ROUND STERILISER DRUM

Manufactured from 18/10 stainless steel. Domed top and bottom with sliding removable band and drop down clasps. Hinged lid.

TAMBOURS POUR LA STERILISATION

Acier inoxydable 18/10, couvercle à charnières et fermetures latérales.

BOMBONA A CHARNELA

De acero inoxidable 18/10. Parte superior con asa y parte inferior con lamina extraíble.

STERILIZAČNÍ BUBNY

Vyrobeny z nerezové oceli 18/10. Klenuté víko a dno, posuvná odnímatelná přezka překrývající otvory. Odklápěcí víko.



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.1051	mm. Ø 125 x 80 H
03.1052	mm. Ø 125 x 100 H
03.1053	mm. Ø 125 x 125 H
03.1055	mm. Ø 150 x 100 H
03.1056	mm. Ø 150 x 130 H
03.1057	mm. Ø 150 x 150 H
03.1058	mm. Ø 150 x 190 H
03.1059	mm. Ø 190 x 145 H
03.1060	mm. Ø 190 x 165 H
03.1061	mm. Ø 190 x 190 H
03.1062	mm. Ø 190 x 240 H
03.1063	mm. Ø 240 x 145 H
03.1064	mm. Ø 240 x 165 H
03.1065	mm. Ø 240 x 190 H
03.1066	mm. Ø 240 x 240 H
03.1067	mm. Ø 240 x 290 H
03.1068	mm. Ø 240 x 340 H
03.1069	mm. Ø 240 x 390 H
03.1070	mm. Ø 290 x 145 H
03.1071	mm. Ø 290 x 165 H
03.1072	mm. Ø 290 x 190 H
03.1073	mm. Ø 290 x 240 H
03.1074	mm. Ø 290 x 290 H
03.1075	mm. Ø 290 x 340 H
03.1076	mm. Ø 290 x 390 H
03.1077	mm. Ø 340 x 145 H
03.1078	mm. Ø 340 x 165 H
03.1079	mm. Ø 340 x 190 H
03.1080	mm. Ø 340 x 240 H
03.1081	mm. Ø 340 x 290 H
03.1084	mm. Ø 390 x 140 H
03.1085	mm. Ø 390 x 165 H
03.1086	mm. Ø 390 x 190 H
03.1087	mm. Ø 390 x 240 H
03.1088	mm. Ø 390 x 290 H
03.1089	mm. Ø 390 x 340 H
03.1090	mm. Ø 390 x 390 H

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.1001	mm. Ø 125 x 80 H
03.1002	mm. Ø 125 x 100 H
03.1003	mm. Ø 125 x 125 H
03.1004	mm. Ø 150 x 80 H
03.1005	mm. Ø 150 x 100 H
03.1006	mm. Ø 150 x 130 H
03.1007	mm. Ø 150 x 150 H
03.1008	mm. Ø 150 x 190 H
03.1009	mm. Ø 190 x 125 H
03.1010	mm. Ø 190 x 145 H
03.1011	mm. Ø 190 x 165 H
03.1012	mm. Ø 190 x 190 H
03.1013	mm. Ø 190 x 240 H
03.1014	mm. Ø 190 x 290 H
03.1015	mm. Ø 240 x 120 H
03.1016	mm. Ø 240 x 145 H
03.1017	mm. Ø 240 x 165 H
03.1018	mm. Ø 240 x 190 H
03.1019	mm. Ø 240 x 240 H
03.1020	mm. Ø 240 x 290 H
03.1021	mm. Ø 240 x 340 H
03.1022	mm. Ø 240 x 390 H
03.1023	mm. Ø 290 x 145 H
03.1024	mm. Ø 290 x 165 H
03.1025	mm. Ø 290 x 190 H
03.1026	mm. Ø 290 x 240 H
03.1027	mm. Ø 290 x 290 H
03.1028	mm. Ø 290 x 340 H
03.1029	mm. Ø 290 x 390 H
03.1030	mm. Ø 340 x 145 H
03.1031	mm. Ø 340 x 165 H
03.1032	mm. Ø 340 x 190 H
03.1033	mm. Ø 340 x 240 H
03.1034	mm. Ø 340 x 290 H
03.1035	mm. Ø 340 x 340 H
03.1036	mm. Ø 340 x 390 H
03.1037	mm. Ø 390 x 140 H
03.1038	mm. Ø 390 x 165 H
03.1039	mm. Ø 390 x 190 H
03.1040	mm. Ø 390 x 240 H
03.1041	mm. Ø 390 x 290 H
03.1042	mm. Ø 390 x 340 H
03.1043	mm. Ø 390 x 390 H
03.1044	mm. Ø 390 x 490 H

CESTELLI PER STERILIZZARE CON FILTRO

Realizzato in acciaio Inox 18/8. Coperchio e fondo stampati, fasce scorrevoli e filtri.

ROUND STERILIZER DRUMS "FILTER"

Manufactured from 18/10 stainless steel. Perforated hinged lid and bottom with interchangeable filters. Designed for vertical steam flow.

TAMBOURS POUR LA STERILISATION AVEC FILTRE

Acier inoxydable 18/10, avec filtres.

BOMBONA CON "FILTRO"

De acero inoxidable 18/10. Tapa perforada con asa y parte inferior con filtros intercambiables. Proyectada para flujo de vapor vertical.

STERILIZAČNÍ BUBNY S FILTREM

Vyrobeny z nerezové oceli 18/10. Perforované odklápěcí víko a dno s vyměnitelnými filtry. Navrženo pro vertikální průtok páry.



SCATOLA LISCIA

In acciaio Inox 18/8 . Base e coperchio stampati senza saldature.

INSTRUMENT BOXES

Manufactured from 18/10 stainless steel. Body and lid pressed without welding.

BOITE A INSTRUMENTS

Acier inoxydable 18/10, conteneur et couvercle pressés et sans soudures.

CAJA PARA INSTRUMENTAL

De acero inoxidable 18/10. Cuerpo y tapa sin soldaduras.

BOXY NA NÁSTROJE

Vyrobeny z nerezové oceli 18/10. Vylisováno bez svarů.

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.2181	mm. 180x 80x 40 H
03.2182	mm. 200x100x 60 H
03.2183	mm. 220x120x 60 H
03.2184	mm. 250x120x 60 H
03.2185	mm. 300x150x 60 H
03.2186	mm. 320x150x 60 H
03.2187	mm. 400x160x 75 H
03.2188	mm. 500x200x120 H

CE



BOLLITORE PER STRUMENTI

In acciaio Inox 18/8 . Base, coperchio e vassoio interno perforato stampati senza saldature. Ganci per sollevare il vassoio interno, e maniglie per la chiusura.

INSTRUMENT BOILERS

Manufactured from 18/10 stainless steel. Body, lid and perforated internal tray pressed without welding. Hooks to lift the internal tray, closed with joint handle.

BOUILLEURS A INSTRUMENTS

Acier inoxydable 18/10., conteneur, couvercle et plateau perforé pressés et sans soudures. Crochets pour fermer le conteneur sur les deux côtés.

HERVIDOR PARA INSTRUMENTAL

De acero inoxidable 18/10. Cuerpo, tapa y bandeja interior perforados. Estampada sin soldaduras. Tapa con asa para levantar la bandeja interior.

VYVAŘOVAČE NÁSTROJŮ

Vyrobeny z nerezové oceli 18/10. Vylisováno bez svarů. Úchytky na vyzvednutí vnitřního roštu. Uzavřeny závěsnými úchytkami.

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.2168	mm. 180x 80x 40 H
03.2169	mm. 200x100x 60 H
03.2170	mm. 220x120x 60 H
03.2171	mm. 250x120x 60 H
03.2172	mm. 300x125x 60 H
03.2173	mm. 320x150x 60 H
03.2174	mm. 400x160x 75 H
03.2175	mm. 500x200x120 H

CE



PORTACATETERI CON COPERCHIO

In acciaio Inox 18/8 . Base e coperchio stampati senza saldature.

CATHETER TRAY W/COVER

Manufactured from 18/10 stainless steel. Body and lid pressed without welding.

PLATEAU POUR CATHETER

Acier inoxydable 18/10, conteneur et couvercle pressés et sans soudure.

BANDEJA PARA CATÉTER

De acero inoxidable 18/10. Cuerpo y tapa sin soldaduras.

DÓZA NA KATETRY S VÍČKEM

Vyrobená z nerezové oceli 18/10. Dóza a víko lisováno bez svarů.

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.2176.00	mm. 200x100x40
03.2176.10	mm. 320x100x50
03.2176.20	mm. 350x100x50
03.2176.30	mm. 420x100x50

CE



STERILIZZATRICE ELETTRICA

In acciaio Inox 18/8 . Corpo, fondo, coperchio e vassoio interno perforato stampati senza saldature. Ganci per sollevare il vassoio interno, e maniglie per la chiusura.

ELECTRIC STERILIZER

Manufactured from 18/10 stainless steel. Body, cover, bottom, and perforated internal tray pressed without welding.

Hooks to lift the internal tray. Closed with joint handle.

STERILISATEUR ELECTRIQUE

Acier inoxydable 18/10. Structure fond et panier intérieur perforé sans soudures. Crochets pour soulever le panier intérieur.

Fermé par poignées.

ESTERILIZADOR ELÉCTRICO

De acero inoxidable 18/10. Caja, tapa, base y bandeja interior perforada, sin soldaduras. Asas para elevar la bandeja interior. Cierre con las asas de la tapa.

ELEKTRICKÝ STERILIZÁTOR

Vyroběn z nerezové oceli 18/10. Vylisován bez svarů. Úchytky na vyzvednutí vnitřního roštu. Uzavřen závěsnými úchytkami.



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY

03.2500.00	mm 200x100x 50 H
03.2501.00	mm 220x120x 55 H
03.2502.00	mm 250x125x 60 H
03.2503.00	mm 300x150x 60 H
03.2504.00	mm 320x150x 60 H
03.2505.00	mm 400x160x 60 H
03.2506.00	mm 500x200x120 H

S.S. *Medicalware*
products

BOLLITORE A FIAMMA VIVA PER STRUMENTI CON SUPPORTO

In acciaio Inox 18/8 . Corpo, coperchio ed interno perforato stampati senza saldature. Ganci per sollevare il vassoio interno e maniglie per la chiusura.

INSTRUMENT BOILERS WITH SUPPORT

Manufactured from 18/10 stainless steel. Body, lid and perforated internal tray pressed without welding. Hooks to lift the internal tray. Closed with joint handle.

BOUILLEURS A INSTRUMENTS AVEC SUPPORT

Acier inoxydable 18/10, conteneur, couvercle et plateau. Intérieur perforé sans soudures. Crochets pour fermer le conteneur.

HERVIDOR PARA INSTRUMENTAL CON SOPORTE

De acero inoxidable 18/10. Cuerpo, estampado sin soldaduras tapa con asa para levantar la bandeja interna.

VYVAŘOVAČ NÁSTROJŮ SE STOJANEM

Vyroběn z nerezové oceli 18/10. Tělo, víko a vnitřní děrovaný táč lisovány bez svarů. Úchytky pro vyzdvížení vnitřního tácu. Uzavřen kloubovou rukojetí.



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY

03.2191	mm 180x 80x 40 H
03.2192	mm 200x100x 60 H
03.2193	mm 220x120x 60 H
03.2194	mm 250x120x 60 H
03.2195	mm 300x125x 60 H
03.2196	mm 320x150x 60 H
03.2197	mm 400x160x 75 H
03.2198	mm 500x200x120 H

FORNELLO AD ALCOOL

Realizzato in acciaio Inox 18/8.

ALCOHOL PLATE

Manufactured from 18/10 stainless steel.

SUPPORT POUR LAMPES A ALCOOL

Acier inoxydable 18/10.

SOPORTE PARA LAMPARAS

De acero inoxidable 18/10.

STOJAN NA LIHOVÉ KAHANY

Výroben z nerezové oceli 18/10.



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.2201	two flames
	deux feux
	dos fuegos
	due fuochi
	Dva kahany
03.2202	three flames
	trois feux
	tres fuegos
	tre fuochi
	Tri kahany

s.s. holloware
products

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.6323	50 cc
03.6324	100 cc

LAMPADA AD ALCOOL

Realizzata in acciaio Inox 18/8.

Coperchio con tappo a vite in ottone cromato.

ALCOHOL LAMPS

Manufactured from 18/10 stainless steel.

Chrome plated brass cap.

LAMPES A ALCOOL

Acier inoxydable 18/10.

Couvercle en bronze chromé.

LÁMPARAS PARA ALCOHOL

De acero inoxidable 18/10.

Tapa de bronce cromado.

LIHOVÝ KAHAN

Výroben z nerezové oceli 18/10. Chromované mosazné víčko.





CAPSULA

Realizzata in acciaio Inox 18/8. Stampata senza saldature. Base piatta.

ROUND BOWLS

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding. Flat bottom.

CUVETTES

Acier inoxydable 18/10, pressé et sans soudures, fond plat.

CUBETAS REDONDAS

De acero inoxidable 18/10. Sin soldaduras. Base plana.

KRUHOVÁ MISKA

Výrobena z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svarů. Rovné dno.

CE

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY		
03.5252.00	Ø 40 mm	ml.30
03.5253.00	Ø 60 mm	ml.50
03.5254.00	Ø 80 mm	ml.150
03.5255.00	Ø 100 mm	ml.250
03.5256.00	Ø 120 mm	ml.450
03.5257.00	Ø 150 mm	ml.750
03.5258.00	Ø 180 mm	ml.1500
03.5259.00	Ø 200 mm	ml.2100
03.5260.00	Ø 250 mm	ml.3500



CAPSULA CON COPERCHIO

Realizzata in acciaio Inox 18/8. Stampata senza saldature. Base piatta.

ROUND BOWLS WITH COVER

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding. Flat bottom.

CUVETTES AVEC COUVERCLE

Acier inoxydable 18/10, pressé et sans soudures, fond plat.

CUBETAS REDONDAS CON TAPA

De acero inoxidable 18/10. Sin soldaduras. Base plana.

KRUHOVÁ MISKA S VÍČKEM

Výrobena z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svarů. Rovné dno.

CE

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY		
03.5252.10	Ø 40 mm	ml.30
03.5253.10	Ø 60 mm	ml.50
03.5254.10	Ø 80 mm	ml.150
03.5255.10	Ø 100 mm	ml.250
03.5256.10	Ø 120 mm	ml.450
03.5257.10	Ø 150 mm	ml.750
03.5258.10	Ø 180 mm	ml.1500
03.5259.10	Ø 200 mm	ml.2100
03.5260.10	Ø 250 mm	ml.3500



BACINELLA RENIFORME

Realizzata in acciaio Inox 18/8. Stampata senza saldature.

KIDNEY BOWLS

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding.

HARICOTS

Acier inoxydable 18/10, sans soudures.

RIÑONERAS

De acero inoxidable 18/10. Sin soldadura.

EMITNÍ MISKA Výrobena z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svarů.

CE

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY		
03.5281.00	160 mm	ml.100
03.5281.20	200 mm	ml.400
03.5282.00	250 mm	ml.550
03.5283.00	280 mm	ml.1000



BACINELLA RENIFORME CON COPERCHIO

Realizzata in acciaio Inox 18/8. Stampata senza saldature.

KIDNEY BOWLS WITH COVER

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding.

HARICOTS AVEC COUVERCLE

Acier inoxydable 18/10, sans soudures.

RIÑONERAS CON TAPA

De acero inoxidable 18/10. Sin soldadura.

EMITNÍ MISKA S VÍČKEM

Výrobena z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svarů.

CE

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY		
03.5281.10	160 mm	ml.100
03.5281.30	200 mm	ml.400
03.5282.10	250 mm	ml.550
03.5283.10	280 mm	ml.1000

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.5262.00	220x170x50 mm.
03.5263.00	280x200x50 mm.
03.5264.00	320x240x50 mm.
03.5265.00	370x270x50 mm.
03.5266.00	460x360x55 mm.

VASSOIO PORTASTRUMENTI

Realizzato in acciaio Inox 18/8. Stampato senza saldature.

INSTRUMENT TRAYS

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding.

PLATEAUX A INSTRUMENTS

Acier inoxydable 18/10, conteneur pressés et sans soudures.

BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL

De acero inoxidable 18/10. Sin soldaduras.

TÁC NA NÁSTROJE

Vyroben z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svarů. Rovné dno.



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.5271.00	200x150x25 mm.
03.5272.00	260x180x30 mm.
03.5273.00	300x220x30 mm.
03.5274.00	350x250x40 mm.



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.5262.10	220x170x50 mm.
03.5263.10	280x200x50 mm.
03.5264.10	320x240x50 mm.
03.5265.10	370x270x50 mm.
03.5266.10	460x360x55 mm.

VASSOIO PORTASTRUMENTI CON COPERCHIO

Realizzato in acciaio Inox 18/8. Stampato senza saldature.

INSTRUMENT TRAYS WITH COVER

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding.

PLATEAUX A INSTRUMENTS AVEC COUVERCLE

Acier inoxydable 18/10, conteneur pressés et sans soudures.

BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL CON TAPA

De acero inoxidable 18/10. Sin soldaduras.

TÁC NA NÁSTROJE S VÍČKEM

Vyroben z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svarů. Rovné dno.



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.5271.10	200x150x25 mm.
03.5272.10	260x180x30 mm.
03.5273.10	300x220x30 mm.
03.5274.10	350x250x40 mm.



BACINELLA PORTA FERRI

Realizzata in acciaio Inox 18/8. Stampata senza saldature. Con due maniglie laterali.

INSTRUMENT TRAYS

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding. Two side handles

PLATEAUX A INSTRUMENTS

Acier inoxydable 18/10, pressé et sans soudures. Deux poignées de manipulation.

CAJAS PARA INSTRUMENTAL

De acero inoxidable 18/10. Estampada sin soldaduras. Dos asas laterales.

VYVAŘOVAČ NÁSTROJŮ

Výroben z nerezové oceli 18/10. Lisováno bez svarů. Dvě postranní úchytky.

CE

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.2135	mm. 210x110x50 H
03.2136	mm. 240x160x50 H
03.2137	mm. 300x180x65 H
03.2138	mm. 360x210x70 H
03.2139	mm. 400x230x80 H



BOLLITORE PER STRUMENTI

In acciaio Inox 18/10. Stampato senza saldature. Con due maniglie laterali

INSTRUMENT BOILERS

Manufactured from 18/10 stainless steel. Body and lid pressed without welding. Two side handles.

BOITE A INSTRUMENTS POUR EBULLITION

Acier inoxydable 18/10, boîtié et couvercle pressés et sans soudures. Deux poignées de manipulation.

CAJAS PARA INSTRUMENTAL

De acero inoxidable 18/10. Estampada sin soldaduras. Dos asas laterales.

VYVAŘOVAČ NÁSTROJŮ S VÍČKEM

Výroben z nerezové oceli 18/10. Tělo a víko lisováno bez svarů. Dvě postranní úchytky.

CE

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.2127.00	mm. 210x110x50 H W/internal tray
03.2128.00	mm. 240x160x50 H W/internal tray
03.2129.00	mm. 300x180x65 H W/internal tray
03.2130.00	mm. 360x210x70 H W/internal tray
03.2131.00	mm. 400x230x80 H W/internal tray



03.8338

PAPPAGALLO PER UOMO

Realizzato in acciaio Inox 18/8. Con impugnatura.

MALE URINAL

Manufactured from 18/10 stainless steel. With handle.

HOMME URINAL

Acier inoxydable 18/10, avec poignée.

MASCULINO ORINAL

De acero inoxidable 18/10. Con asa.

NÁDOBA NA MOČ PRO MUŽE

Výrobena z nerezové oceli 18/10. S rukojetí.

CE



03.8339

PAPPAGALLO PER DONNA

Realizzato in acciaio Inox 18/8. Con impugnatura.

FEMALE URINAL

Manufactured from 18/10 stainless steel. With handle.

FEMME URINAL

Acier inoxydable 18/10, avec poignée.

FEMENINO ORINAL

De acero inoxidable 18/10. Con asa.

NÁDOBA NA MOČ PRO ŽENY

Výrobena z nerezové oceli 18/10. S rukojetí.

CE

PADELLA ROTONDA

Realizzata in acciaio Inox 18/8 stampata senza saldature. Con impugnatura.

BED PAN

Manufactured from 18/10 stainless steel, pressed without welding. With handle.

BASSIN DE LIT

Acier inoxydable 18/10, sans soudures. Avec poignée.

CHATO

De acero inoxidable 18/10. Sin soldaduras. Con asa.

LOŽNÍ MÍSA

Vyrobena z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svarů. S rukojetí.



03.8335

Senza coperchio - Without cover - Sans couvercle - Sin tapa - Bez víka

03.8334

Con coperchio - With cover - Avec couvercle - Con tapa - S víkem



PADELLA

Realizzata in acciaio Inox 18/8 stampata senza saldature. Con impugnatura.

BED PAN

Manufactured from 18/10 stainless steel, pressed without welding. With handle.

BASSIN DE LIT

Acier inoxydable 18/10, sans soudures. Avec poignée.

CHATO

De acero inoxidable 18/10. Sin soldaduras. Con asa.

LOŽNÍ MÍSA

Vyrobena z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svarů. S rukojetí.



03.8333

Adult - Adulte - Adulto - Adulto - Adulto - Pro dospělé

03.8331

Child - Enfant - Niño - Pediátrico - Pediátrico - Pro děti



PADELLA DA LETTO

Realizzata in acciaio Inox 18/8.

BED PAN "FRACTURE" TYPE

Manufactured from 18/10 stainless steel.

BASSIN DE LIT

Acier inoxydable 18/10.

CHATO

De acero inoxidable 18/10.

LOŽNÍ MÍSA

Vyrobena z nerezové oceli 18/10.



03.8336

Adult - Adulte - Adulto - Adulto - Adulto - Pro dospělé

03.8337

Child - Enfant - Niño - Pediátrico - Pediátrico - Pro děti





IRRIGATORE

Realizzato in acciaio Inox 18/8 stampato senza saldature. Con manico e anello di sostegno.

IRRIGATOR

Manufactured from 18/10 stainless steel, without welding. With handle and holder

IRRIGATEUR

Acier inoxydable 18/10, sans soudure. Avec poignée de manipulation et crochet.

IRRIGADOR

De acero inoxidable 18/10, sin soldaduras. Con asa y gancho.

IRIGÁTOR

Výroben z nerezové oceli 18/10. S rukojetí a držákem

CE

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.9001.00	1000 ml
03.9002.10	1500 ml
03.9003.20	2000 ml



CARAFFA GRADUATA

Realizzata in acciaio Inox 18/8 stampata senza saldature. Con impugnatura.

GRADUATED MEASURING JAR

Manufactured from 18/10 stainless steel, without welding. With handle.

VASE À MESURER GRADUÉ

Acier inoxydable 18/10, sans soudure. Avec poignée.

VASO GRADUADO PARA MEDIR

De acero inoxidable 18/10, sin soldaduras. Con asa lateral.

NEREZOVÁ ODMĚRKA SE STUPNICÍ

Výrobena z nerezové oceli 18/10 lisováním bez svarů. S rukojetí a držákem.

CE

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.9010	500 ml
03.9011	1000 ml



VASO PORTA MEDICAZIONI

Realizzato in acciaio Inox 18/8. Con coperchio.

DRESSING JAR

Manufactured from 18/10 stainless steel, with cover.

VASE POUR PANSEMENT

Acier inoxydable 18/10, avec couvercle.

VASO PARA MEDICACION

De acero inoxidable 18/10, con tapa.

DÓZA NA OBVAZY

Výrobena z nerezové oceli 18/10, s víčkem.

CE

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
03.9020.00	75 x 75 mm
03.9020.10	100 x 100 mm
03.9020.20	125 x 125 mm
03.9020.30	150 x 150 mm
03.9020.40	180 x 180 mm
03.9020.50	200 x 200 mm
03.9020.60	250 x 250 mm
03.9020.70	300 x 300 mm



COTENITORI IN FILO

Realizzati in acciaio Inox 18/8

WIRE MESH BASKETS

Manufactured in stainless steel

PANIERS

Acier inoxydable 18/10

CESTILLOS DE ALAMBRE

De acero inoxidable

DRÁTĚNÁ SÍTA NA NÁSTROJE

Výrobena z nerezové oceli.

CE

Art.		L	I	H
03.0001	mm	210	145	50
03.0002	mm	240	240	50
03.0003	mm	240	240	70
03.0004	mm	240	240	90
03.0005	mm	240	320	50
03.0006	mm	480	240	50
03.0007	mm	540	240	50
03.0008	mm	540	240	70
03.0009	mm	540	240	90

03.7326 ~ SPUTACCHIERA

Realizzata in acciaio Inox 18/8 stampata senza saldature. Con impugnatura e coperchio.

03.7326 ~ SPUTUM CUP

Manufactured from 18/10 stainless steel. Pressed without welding, complete with handle and lid.

03.7326 ~ CRACHOIR

Acier inoxydable 18/10. Avec couvercle, poignée, sans soudures.

03.7326 ~ ESCUPIDERA

De acero inoxidable 18/10. Sin soldaduras. Con asa y tapa.

03.7326 ~ NÁDOBA NA SPUTUM

Vyrobena z nerezové oceli 18/10. Lisována bez svarů, dodávána s držákem a víčkem.



PORTA STRUMENTI

Realizzato in acciaio Inox 18/8.

FORCEP JARS

Manufactured from 18/10 stainless steel.

BOITE A PINCES

Acier inoxydable 18/10.

CUBETA POR PINZAS

Construida en acero inoxidable 18/10.

TOULEC NA NÁSTROJE

Vyrobena z nerezové oceli 18/10.



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY

03.7329.00	Ø 30x90 mm
03.7329.10	Ø 50x130 mm
03.7329.20	Ø 50x180 mm

S.S. hollowware
products

03.7400 ~ PORTA COTONE

Realizzato in acciaio Inox 18/8 con molla interna.

03.7400 ~ COTTON HOLDER

Manufactured from 18/10 stainless steel, with spring inside.

03.7400 ~ VASE PORTE-COTON

Acier inoxydable 18/10, avec un ressort à l'intérieur.

03.7400 ~ CUBETA PARA ALGODON

De acero inoxidable 18/10 con muelle interior.

03.7400 ~ DRŽÁK NA VATU

Vyrobena z nerezové oceli 18/10, s vnitřní pružinou.



