



FICHE TECHNIQUE

Modèle: 273xx

Tableaux Optométriques lumineux et non lumineux



Description

Les optotypes lumineux ont été conçus selon des recommandations cliniques pour une lumière blanche optimale afin d'assurer une lecture précise de tous les détails.
Dotés d'un écran acrylique, conforme aux normes de sécurité (fusibles, prise Schuko, lumière verte Marche / Arrêt...)

TABLEAUX OPTOMÉTRIQUES	Lumineux	Non lumineux
Armagnac - 5 m	27380	27390
Monoyer - 3 m	27381	27391
Décimal mixte - 3 m	27382	27392
Enfants - 3 m	27383	27393
Animaux - 5 m	27384	-
Tube de rechange 700	27388	-

Caractéristiques techniques

Surface de l'écran: Lumineux 24 x 62 cm Non lumineux 24 x 61 cm
Dimensions extérieures: Lumineux 29,5 x 67,5 x 12 cm Non Lumineux 29 x 66 x 2,5 cm
Poids: Lumineux 6 kg Non Lumineux 2 kg
Alimentation: 230 V - 50 Hz (sur demande 60 Hz) uniq. 27380-4
Autres caractéristiques: comme celles des négatoscopes 27364-72
Fabriqués en Italie



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

