



NÉGATOSCOPES ULTRA-FIN LED

4470x Série



MOBILIER MEDICAL



DESCRIPTION:

NÉGATOSCOPES FINS À TECHNOLOGIE LED

Nouvelle génération de négatoscopes à technologie de rétroéclairage LED de pointe et température de couleur de 7200°K pour une visualisation et une lecture optimales des radiographies. Élimination totale des clignotements et luminance de 3500 cd/mq.

Grande homogénéité de distribution de la lumière. Structure en aluminium anodisé antirayure. Système fixe-film inclus.

Variateur pour le réglage de l'intensité lumineuse de 30% à 100%.


Avantages économiques:

- durée des LED 80 000 heures, faible coût d'entretien
- basse consommation conforme aux lois européennes
- Double support pour montage horizontal ou vertical mural ou sur bureau.

Modèle de bureau entièrement réglable:

Position de la plage entièrement réglable:

- hauteur réglable 13 cm
- inclinaison 35° (+25°/-5°)
- position verticale ou horizontale (44705 uniquement)
- rotation horizontale 10° (270° pour 44705 uniquement)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Température de couleur: blanc froid 7 200°K Luminosité: 3 500 cd/m²

Alimentation: 110-230 V - 50/60Hz Durée de vie ampoule: 80 000 heures


Conforme à la directive 2006/95/CE basse tension

Conforme à la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique

Conforme à la directive CEE 2007/47 dispositif médical Classe I

Tous les composants sont homologués UL, DVE et IMQ Fabriqué en Italie


Code	NÉGATOSCOPES MURAUX	Dimensions extérieures (cm)			Poids kg	Interrupteurs	Modèles
		Long	Haut.	Prof.			
44700	Négatoscope 42 x 36 cm	46	50,5	3	4	1	■ 1 plage
44701	Négatoscope 42 x 72 cm	82	50,5	3	8	1	■ 2 plages
44702	Négatoscope 42 x 108 cm	118	50,5	3	12	1	■ 3 plages
44703	Négatoscope 42 x 144 cm	154	50,5	3	16	1	■ 4 plages
Code	NÉGATOSCOPES DE BUREAU	Dimensions extérieures (cm)			Poids kg	Interrupteurs	Modèles
		Long	Haut.	Prof.			
44705	Négatoscope 42 x 36 cm x 1	46 x 1	50,5	3	6	1	■ 1 plage
44706	Négatoscope 42 x 36 cm x 2	46 x 2	50,5	3	20	2	■ 2 plages
44707	Négatoscope 42 x 36 cm x 3	46 x 3	50,5	3	26	3	■ 3 plages



Orientation




Rotation horizontale 270°





Rotation horizontale 10°

RÉGLAGE DES PLAGES



Rotation horizontale 10°

inclinaison
avant/arrièreHauteur
réglable

ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

