



## NEGATOSCOPE PLATS NH SERIE



Mince et élégant (seulement 25 mm d'épaisseur !)

Une luminosité uniforme, luminance 2200-3800 cd / m<sup>2</sup> avec intensité variateur de lumière

Longue durée de vie de la lampe > 50000 heures avec la technologie EEFL (de fluor de l'électrode externe).  
Tension 230 V 50 Hz

### MARQUAGE CE

Conforme aux normes suivantes:

EN 60601-1: 1990 + A3: 1996

EN60601-1-2 2001

93/42/CEE

- NH500** Modèle paroi horizontale, plage 37 x 42 cm
- NH510** Modèle paroi horizontale, plage 75 x 42 cm
- NH520** Modèle paroi horizontale, plage 110 x 42 cm
- NH530** Modèle paroi horizontale, plage 150 x 42 cm
- NH540** Modèle table horizontale, plage 37 x 42 cm



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

