



ESF EXAMINATION TABLES



ESF2-358/00 EXAMINATION COUCH

Constructed from chrome-plated square steel tube.

Fully adjustable backrest.

Top is upholstered and covered with washable plastic and flame retardant material.

Knock down construction.

DIMENSIONS: 180x55x80 (H) cm. Capacity: 150 kg

Available also with stainless steel frame (code **ESF2-358/10**)

ESF2-350/00 PAPER ROLL FOR EXAMINATION COUCH

Made of pure cellulose, precutted every 38 cm.

Height 60 cm, length of each roll 80 mt.

Box of 6 rolls.



ESF2-358/00 LIT D'EXAMEN

Structure en acier chromé de section carrée.

Relève-buste réglable.

Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable.

Structure démontable.

DIMENSIONS: 180x55x80 (H) cm. Capacité: 150Kg

Disponible aussi avec structure en acier inoxydable (code **ESF2-358/10**)

ESF2-350/00 ROULEAU DE DRAPS POUR LIT DE CONSULTATION

en pure cellulose, 2 voiles, prédécoupé tous les 38 cm.

Hauteur 60 cm, longueur du rouleau 80 m.

Boîte de 6 rouleaux.



ESF EXAMINATION TABLES with DRAWERS

ESF2-351/01 EXAMINATION COUCH

Manufactured in epoxy painted steel
2 drawers, S.S. tray, Ø 80 mm castors
Fully adjustable backrest.

Top is upholstered and covered with washable plastic and flame retardant material.
Complete with paper roll holder. Knock down construction.
Dimensions: 55 x 180 x 80cm. Capacity: 150Kg

ESF2-351/01 DIVAN D'EXAMEN

Structure en acier époxy
2 tiroirs, Plateau inox, Ø 80 mm roulettes
Relève-buste réglable.

Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable
Porte-rouleau. Structure démontable.
Dimensions: 55 x 180 x 80cm. Capacité: 150Kg



ESF2-351/00 EXAMINATION COUCH

Manufactured in epoxy painted steel
Mounted on 4 rubber feet.
Fully adjustable backrest.
Top is upholstered and covered with washable plastic and flame retardant material.
Paper roll holder on request. Knock down construction.
Dimensions: 55 x 180 x 80cm. Capacity: 150Kg

ESF2-351/00 DIVAN D'EXAMEN

Structure en acier époxy
Monté sur quatre pieds en caoutchouc.
Relève-buste réglable.
Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable
Porte-rouleau sur demande. Structure démontable.
Dimensions: 55 x 180 x 80cm. Capacité: 150Kg



ESF EXAMINATION TABLES



ESF2-357/00 EXAMINATION COUCH

Stainless steel tube

Fully adjustable backrest.

Top is upholstered and covered with washable plastic and flame retardant material.

Dimensions: 55 x 180 x 70cm. Capacity: 150Kg

Complete with paper roll holder

Also available in epoxy painted steel tube (ESF2-357/10)

ESF2-357/00 DIVAN D'EXAMEN

Structure en acier inoxydable

Relève-buste réglable.

Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable

Dimensions: 55 x 180 x 70cm. Capacité: 150Kg

Livré avec porte-rouleau

Disponible aussi avec structure en tube en acier époxy (ESF2-357/10)

ESF2-357/10





ESF EXAMINATION TABLES



ESF2-361/00 EXAMINATION COUCH (3 SECTIONS)

Manufactured chrome-plated round steel tube.

Adjustable back-rest and leg sections.

Top is upholstered and covered with washable plastic material flame retardant.

DIMENSIONS: 60x180x80 H cm.

ESF2-361/00 LIT D'EXAMEN (3 SECTIONS)

Structure en acier chromé.

Tête et plateau de jambes réglables.

Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable.

DIMENSIONS: 60x180x80 H cm.



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)

Tel +39 011 99 27 706

Fax +39 011 99 27 506

e-mail: danielec@esse3-medical.com

web: www.esse3-medical.com

