



ESF2-359/00

Divan gynécologique
à hauteur variable



MOBILIER MEDICAL



ESF2-539/00

Divan gynécologique à hauteur variable



Couleurs disponibles



Divan gynécologique à hauteur variable

- Relève buste et plateau des jambes réglables.
- Matelas rembourré avec revêtement lavable blanc.
- Construction en acier émaillé avec pieds réglables.
- Hauteur réglable de 56 à 93 cm.
- Appuie-bras amovibles.
- Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm et appui-jambes anatomiques réglables.

Roulettes en option



Cod. **ESF2-539/00** Version standard avec hauteur variable par moteur électrique

Cod. **ESF2-539/10** Version avec hauteur variable par pompe hydraulique



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

