



ANTIDECUBITUS AIR MATTRESS

**WITH INTERCHANGEABLE CELLS
AND ALTERNATED CYCLE PUMP WITH REGULATOR**



Cod. 418



An alternating pressure relief system continuously and sequentially inflates and deflates air cells. The pump compact and light do not need any lubrication and little maintenance. The mattress comes with a convenient waterproof cover fixed by means of press-studs and slip-resistant mats on the base. It is supplied with a CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) valve designed for a quick release of air from the cells when there is an emergency need to perform CPR on the patient. The pump operates at very low sound level and is easy to use. A visual alarm situated on the pump advise in case of low-pressure condition.



Cod. **Q2-01**



ESSE3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com






MATELAS ANTI-ESCARRES

**À CELLULES INTERCHANGEABLES ÉQUIPÉ D'UNE
POMPE À CYCLE ALTERNÉ ET D'UN DISPOSITIF DE
RÉGLAGE**



Cod. 418

La pompe commande le gonflage alterné des cellules du matelas. La pompe, compacte et légère, est facile à utiliser, n'exige aucune lubrification et a besoin d'un entretien limité. Le matelas est fourni avec une couverture imperméable confortable fixée au moyen de boutons. Le fond du matelas est caractérisé par des éléments antiglisse pour en éviter les mouvements. La valve CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permet de dégonfler le matelas sans tarder en cas d'interventions urgentes de réanimation. La pompe, extrêmement silencieuse, se caractérise par un fonctionnement simple et une alarme visuelle de basse pression.



Cod. **Q2-01**



ESSE3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

