

.....ESF ) - Ø - k' " - )



#### DELIVERY TABLE

Manufactured from chrome plated rectangular steel tube, three sections with independent controls and Trendelenburg position.

Top is upholstered with washable plastic material flame retardant.

Complete with S.S. steel bowl  $\varnothing$  32 cm.

DIMENSIONS: 180x55x80 H cm

Knock down construction

**ESF2-2851/00** knee crutches

**ESF2-2851/01** standard padded leg holders

#### TABLE D'ACCOUCHEMENT

Construction en acier chromé de section carrée.

Trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise, jambière et position Trendelenburg.

Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.

Livré avec: 1 cuvette en acier inox  $\varnothing$  32 cm.

DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm.

Structure démontable

**ESF2-2851/00** appui-jambes anatomiques

**ESF2-2851/01** appui-jambes standard

# ESF DELIVERY BED



## DELIVERY TABLE

Manufactured from chrome plated rectangular steel tube, three sections with independent controls and Trendelenburg position.

Top is upholstered with washable plastic material flame retardant.

Complete with S.S. steel bowl  $\varnothing$  32 cm., and padded shoulder rest, handgrips, leg-holders.

DIMENSIONS: 180x55x80 H cm

Knock down construction

**ESF2-2852/00** knee crutches

**ESF2-2852/01** standard padded leg holders

## TABLE D'ACCOUCHEMENT

Construction en acier chromé de section carrée., trois sections réglables et indépendantes: dossier, as si se, jambière et position

Trendelenburg.

Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.

Livré avec: 1 cuvette en acier inox  $\varnothing$  32 cm. et épaulières rembourrées, poignées de maintien.

DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm.

Structure démontable

**ESF2-2852/00** appui-jambes anatomiques

**ESF2-2852/01** appui-jambes standard

# ESF DELIVERY BED



## **ESF2-2856/00 DELIVERY BED**

Manufactured from epoxy painted steel tube reinforced.

Three sections with independent controls.

Trendelenburg and reverse Trendelenburg positions.

Central section adjustable by a crank.

Complete with fixed single step, s.s.tray 370X270X50 mm., leg-holders, padded shoulder rest and handles.

Top is upholstered with washable plastic material, flame retardant.

DIMENSIONS: 180x60x80 H cm.

Knock down construction.

## **ESF2-2856/00 TABLE D'ACCOUCHEMENT**

Construction en acier émaillé renforcée.

Trois sections réglables et indépendantes.

Position Trendelenburg et reverse Trendelenburg.

Deuxième section réglable par crémaillère.

Livré avec: marchepied, plateaux en acier inox 370X270X50 mm., appui-jambes anatomiques réglables, épaulières rembourrées, poignées de maintien. Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu

DIMENSIONS: 180x65x80 H.cm.

Structure démontable

# ESF DELIVERY BED



## **ESF2-2857/00 DELIVERY BED**

Manufactured from epoxy painted steel tube reinforced , three sections with independent controls.  
Trendelenburg position.

Third section extensible.

Top is upholstered with washable plastic material frame retardant.

Complete with S.S. tray, and two adjustable knee crutches, padded shoulder rest, handgrips, leg-holders.

DIMENSIONS: 180 x 80 x 74 H cm.

## **ESF2-2857/00 TABLE D'ACCOUCHEMENT**

Construction en acier émaillé renforcée, trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise, jambière.  
Position Trendelenburg.

Troisième section extensif.

Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.

Livré avec: 1 plateaux en acier inox. et appui-jambes anatomiques réglables, épaulières rembourrées, poignées de maintien.

DIMENSIONS: 180 x 80 x 74 H cm.

# ESF DELIVERY BED



## **ESF2-2855/00 DELIVERY BED**

Manufactured from epoxy painted steel tube reinforced , three sections with independent controls. Trendelenburg position.

Third section extensible.

Top is upholstered with washable plastic material flame retardant.

Complete with S.S. tray, and two adjustable knee crutches, padded shoulder rest, handgrips, leg-holders and s.s. i.v. stand.

DIMENSIONS: 180x55x80 H cm.

Knock down construction

## **ESF2-2855/00 TABLE D'ACCOUCHEMENT**

Construction en acier émaillé renforcée, trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise, jambière. Position Trendelenburg.

Troisième section extensif. Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.

Livré avec: 1 plateau en acier inox. et appui-jambes anatomiques réglables, épaulières rembourrées, poignées de maintien.

DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm.

Structure démontable

# ESF DELIVERY BED



## **ESF2-2853/00 DELIVERY BED**

Manufactured from chrome plated steel tube, three sections with independent controls.  
Top is upholstered with washable plastic material, flame retardant.  
Complete with padded shoulder rest, leg-holders and S.S. bowl  $\varnothing$  32 cm.  
Leg section movable on castors, two of which with brakes.  
DIMENSIONS: 180x55x80 H cm.  
Knock down construction  
REMOVABLE FRAME

## **ESF2-2853/00 TABLE D'ACCOUCHEMENT**

Structure en tube d'acier chromé, trois sections réglables et indépendantes.  
Matelas rembourrée avec revêtement lavable et traité anti-feu.  
Livré avec: 1 cuvette en acier inox  $\varnothing$  32 cm. appui-jambes anatomiques réglables, épaulières rembourrées.  
Partie jambes sur roulettes, deux avec freins.  
DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm  
Structure démontable



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.4ci.com](http://www.4ci.com)

