



CHARIOT MEDICAL



MOBILIER MEDICAL



CHARIOT à PHARMACIE

en Acier Inox

Caractéristiques techniques

Cod. **ESF1-6194/01**

Chariot avec structure en acier inox doté de:

- 4 tiroirs avant en acier inox.
- Côté DX :
 - 1 plateau extractible en ABS.
 - 3 tiroirs basculants.
- Côté SX :
 - Compartiment porte-bouteilles à 4 secteurs
 - 1 plateau
 - 1 tiroir basculant.
- Le plan de travail en technopolymères ne présente aucune arête pour faciliter le nettoyage et la désinfection.
- Les tiroirs en acier sont livrés avec:
 - Système de fermeture avec clé centrale
 - Système de coulissement silencieux sur glissières métalliques et billes.
 - Butée de fin de course
 - Fermeture avec verrouillages jetables (50 fournis avec le chariot)
- Formation tiroirs
 - 3 tiroir de 445 x 470 x 147 mm/ H
 - 1 tiroir de 445 x 470 x 223 mm.
 - Poignée réalisée en acier inox parfaitement intégrée dans la structure.
- Base sur 4 roues, dont 2 avec frein, de 125 mm ø (antistatiques sur demande), anti-traces, ne s'effilochant pas, montées sur roulements pivotants, 4 pare-chocs en PVC anti-rayure.
- Dimensions totales : 80 x 60 x 100 H cm.



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

