



ESB-668 Special

Lit électrique
orthopédique



MOBILIER MEDICAL



ESB-668 Special

Lit électrique orthopédique

Caractéristiques:

- Dimensions du plan de couchage : longueur 212 cm x largeur 97 cm
- Dimensions du plan de couchage : longueur 212 cm x largeur 97 cm
- Châssis du lit et sommier bâti en acier peint époxy
- Tête et pieds du lit en ABS démontables
- Rails latéraux en ABS
- Fonction CPR
- Roues à double galet et système de freinage central
- Réglage des positions par commande à distance qui peut être actionné aussi par le patient

Mouvements:

- Hauteur variable : 45-70 cm
- Déclive 10°
- Proclive 10°
- Relève-buste 70°
- Relève plicature genoux 0-40°



Cod. ESB-668 Special



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

