



ESK-AxK

Série lit manuelle



MOBILIER MEDICAL




ESK-A3K Lit manuel Trois manivelles

Paramètres techniques:

- ▶ Taille externe (LxWxH): 2110x960x (400-710)mm
- ▶ Plate-forme matelas: 1925x820mm
- ▶ Charge de travail sûre: 200kg
- ▶ Réglage du repos arrière: 0-75°(±10°)
- ▶ Réglage du genou: 0-35°(±10°)

Configuration technique:

- ▶ Manivelles manuelles: 3pcs
- ▶ 5" roulettes couverts: 4pcs
- ▶ Rail latéral pliable: 1set
- ▶ Le lit ABS se termine par un verrou sûr : 1set
- ▶ IV Pôle: 1set
- ▶ IV Pole Prevision: 4pcs
- ▶ Porte matelas ABS: 2pcs



ESK-A2K Lit manuel Deux manivelles

Paramètres techniques:

- ▶ Taille externe (LxWxH): 2110x960x490mm
- ▶ Plate-forme matelas: 1925x820mm
- ▶ Charge de travail sûre: 200kg
- ▶ Réglage du repos arrière: 0-75°(±10°)
- ▶ Réglage du genou: 0-35°(±10°)

Configuration technique:

- ▶ Manivelles manuelles: 2pcs
- ▶ 5" roulettes couverts: 4pcs
- ▶ Rail latéral pliable: 1set
- ▶ Le lit ABS se termine par un verrou sûr : 1set
- ▶ IV Pôle: 1set
- ▶ IV Pole Prevision: 4pcs
- ▶ Crochet de drainage: 4pcs
- ▶ Porte matelas ABS: 2pcs



ESK-A1K Lit manuel Une manivelle

Paramètres techniques:

- ▶ Taille externe (LxWxH): 2110x960x500mm
- ▶ Plate-forme matelas: 1890x830mm
- ▶ Charge de travail sûre: 200kg
- ▶ Réglage du repos arrière: 0-75°(±10°)

Configuration technique:

- ▶ Manivelles manuelles: 1pc
- ▶ 5" roulettes couverts: 4pcs
- ▶ Rail latéral pliable: 1set
- ▶ Le lit ABS se termine par un verrou sûr : 1set
- ▶ IV Pôle: 1set
- ▶ IV Pole Prevision: 4pcs
- ▶ Crochet de drainage: 2pcs
- ▶ Porte matelas ABS: 2pcs



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

