



ESK-CR2q0s

Lit pédiatrique



MOBILIER MEDICAL



Lit pédiatrique **ESK-CR2q0s**

Paramètres techniques:

- ▶ Taille externe (Lxlxh): 1600x700x1000mm
- ▶ Hauteur du lit: 500mm
- ▶ Plate-forme de matelas: 1580x660mm
- ▶ Réglage du dossier: 0-75 ° (± 10 °)
- ▶ Réglage du repose-genoux: 0-35 ° (± 10 °)

Configuration technique:

- ▶ Manivelles manuelles: 2 pièces
- ▶ Rail latéral pleine longueur: 1 jeu
- ▶ Extrémités de lit intégrées: 1set
- ▶ Couvre-pieds de lit antidérapant: 4 pièces
- ▶ IV Pôle: 1 pc
- ▶ IV Pole Prevision: 4 pièces
- ▶ Crochet de drainage: 2 pièces
- ▶ Support de chaussures: 1 pc

Berceau **ESK-X01.5**

Paramètres techniques:

- ▶ Taille externe (Lxlxh): 810x520x990mm
- ▶ Trendelenburg: 0-18 °

Configuration technique:

- ▶ Bassinet: 1 pc
- ▶ Roulettes couvertes de 3 "": 4pcs
- ▶ IV Pole Prevision: 2 pièces
- ▶ IV Pôle: 1set
- ▶ Panier utilitaire: 1 pc
- ▶ Ressort pneumatique réglable: 1 pc
- ▶ Matelas: 1pc

