



ESK-B041-3

Chariot de secours



MOBILIER MEDICAL



ESK-B041-3

Chariot de secours

DESCRIPTION:

- Taille (L * P * H): 2100 * 750 * 600-920mm
- Equipé de deux pompes hydrauliques USA
- Châssis en acier à pulvérisation électrostatique et base en ABS
- Rails latérales pliables en alliage d'aluminium
- Avec matelas en PU 100mm étanche
- Roulette contrôlée centrale de 8 pouces
- Élévation contrôlée par pédale
- Trendelenburg / anti-trendelenburg situé aux deux côtés de la table
- Plate-forme translucide aux rayons X
- 5ème roue pour contrôler la direction du déplacement

FONCTIONS:

Levage du dossier: 0 ° -82 ° (± 5 °)

Levage du repose-jambes: 0 ° -30 ° (± 5 °)

Anti-Trendelenburg: 0-18 °

Trendelenburg: 0-18 °

Réglage de la hauteur: 615-935mm

ACCESSOIRES:

- Avec porte-bouteille d'oxygène et plateau pour le placement de la cassette de rayons X
- Avec 1 tige porte serum télescopique en acier inox et ses prévisions
- Avec pare-chocs en caoutchouc aux quatre coins
- Charge maximale: 220 kg



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

