



# ES-EASY



## Top-quality Flowmeters



Cod. **ES-EASY**

The **ES-EASY** flowmeters are top-quality instant flow measurement devices with calibrated orifices for regulating the dosage of medical gases, particularly oxygen in oxygen therapy. They are manufactured with an integrated pressure reducer for the supplied pressure stabilization and with the outlet fitting with thread adapted to the various required applications. The body is made of impact-resistant polymer with brass plated fittings, while a large ergonomic control knob allows an operator smooth drive for the selection of an oxygen supply value between 10 possible options. The calibration of the oxygen flow is ensured by orifices got on a



# ES-EASY

**Débitmètres de  
qualité supérieure**



Cod. **ES-EASY**

Les débitmètres **ES-EASY** sont des dispositifs de mesure de débit instantané de qualité supérieure avec des orifices calibrés pour régler le dosage des gaz médicaux, en particulier de l'oxygène dans l'oxygénothérapie. Ils sont fabriqués avec un réducteur de pression intégré pour la stabilisation de la pression fournie, et avec le raccord de sortie avec filetage adapté aux différentes applications requises. Le corps est constitué d'un polymère résistant aux chocs avec des raccords plaqués en laiton, alors qu'un bouton de commande ergonomique qui permet une grande facilité de l'opérateur pour la sélection d'une valeur d'alimentation en oxygène entre les 10 options possibles. L'étalonnage du débit de l'oxygène est assuré par des orifices obtenus sur un support métallique avec la technologie laser. La structure de petite taille et la configuration technique particulière permettent aux débitmètres de pouvoir fournir des flux de gaz à usage médical avec une précision extrême, oxygène dans ce cas, même dans les conditions plus difficiles, comme dans les unités mobiles d'urgence. Ils n'ont pas besoin, par rapport aux débitmètres à flotteur classiques ayant indicateur vertical, d'être toujours et seulement utilisés en position verticale.  
Plage de débit standard 15l/m.



**ESSE3** srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

