



# NEBULIZER

## FOR INTENSIVE USE

### Cod. F-201



270 x 180 x 110 mm

#### COMPRESSOR NEBULIZER FOR AEROSOLTHERAPY FOR INTENSIVE USE

It is equipped with piston type compressor, powerful, silent and reliable. Anti-shock case with large built-in accessories compartment and the air filter are additional features. Supplied with accessory kit: nebulizer, adult and child mask, 210 cm tubing.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions	270 x 180 x 110 (H) mm
Weight	1,5 kg
Power supply	230V/50/60 Hz
Power consumption	149 W
Nebulization	2 cc - 7 minutes
Working pressure	2,2 bar

### Optional Accessories:



-07  
NEBULIZER BULB

-07  
MASK ADULT

-07  
MASK CHILD

-07  
TUBE 210 cm



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)





# NÉBULISEUR À USAGE INTENSIF

**Cod. F-201**



270 x 180 x 110 mm

## NÉBULISEUR POUR AÉROSOLTHÉRAPIE À USAGE INTENSIF

Equipé de compresseur à piston, puissant, silencieux et de longue durée. Coffret plastique anti-choc avec compartiment pour accessoires et filtre pour le nettoyage de l'air. Accessoires inclus: ampoule, masque adulte et enfant, tuyau de 210 cm.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	270 x 180 x 110 (H) mm
Poids	1,5 kg
Alimentation	230V/50/60 Hz
Puissance absorbée	149 W
Nébulisation	2 cc - 7 minutes
Pression maximale	2,2 bar

## Accessoires En Option:



-07  
NEBULIZER BULB

-07  
MASK ADULT

-07  
MASK CHILD

-07  
TUBE 210 cm



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

