



# ESD-369D

Série de perceuses et  
scies chirurgicales micro



BLOC OPERATOIRE



### ESD-369D.500

#### Perceuse micro canulée

Pour la chirurgie de la main

##### Configuration standard:

- Une pièce de main
- Deux batterie 7.2V
- Un chargeur
- Un mandrin de forage et 1 clé
- Deux anneaux aseptiques de transfert de batterie
- Une boîte en aluminium

##### Spécifications

- Bruit de non-charge  $\leq 65$ dB
- Puissance de sortie 95W
- Couple 6.5Nm
- Vitesse de non-charge 0-1000rpm



### ESD-369D.501

#### Scie à oscillation micro

Pour la chirurgie de la main

##### Configuration standard:

- Une pièce de main
- Deux batteries 7.2V
- Un chargeur
- Deux lames de scie
- Deux anneaux aseptiques de transfert de batterie
- Une boîte en aluminium

##### Spécifications

- Vitesse de non-charge 0-18000osc/min
- Bruit de non-charge  $\leq 45$ dB(A)
- Diamètre de ruissellement  $\leq 0,5$  mm
- Puissance de sortie 50W



### ESD-369D.502

#### Perceuse micro os

Pour la chirurgie de la main (non canulé)

##### Configuration standard:

- Une pièce de main
- Deux batteries 7.2V
- Un chargeur
- Un mandrin de forage et 1 clé
- Deux anneaux aseptiques de transfert de batterie
- Une boîte en aluminium

##### Spécifications

- Vitesse de non-charge 0-1100r/min
- Bruit de non-charge 40dB
- Diamètre de ruissellement  $\leq 0,5$  mm
- Puissance de sortie 50W



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3.dreamgest.com](http://www.esse3.dreamgest.com)

