



ESD-369D

Série de perceuses et
scies chirurgicales



BLOC OPERATOIRE



ESD-369D.302

MACHINE DE FORAGE CANNULÉE

Il est utilisé pour divers types d'opérations de forage.
Convient également à la chirurgie k-wire & Opérations d'alésage

Configuration standard:

Une pièce à main
2 pcs. Batterie
1 pc. Chargeur
2 pcs. Anneaux stérilisants
1 pc. mandrin & clé

SPÉCIFICATIONS

| | |
|------------|----------|
| Vitesse | 1000 rpm |
| Bruit | ≤65db |
| Stériliser | ≤135 °C |
| Couple | ≥3,5 NM |

Autoclavable

Emballé dans un étui de transport en aluminium



Battery Operated

ESD-369D.305

SCIE OSCILLANTE

Configuration standard:


Une pièce à main
2 pcs. Lames de scie
2 pcs. Batterie
1 pc. Chargeur
2 pcs. Anneaux stérilisants

SPÉCIFICATIONS

| | |
|------------|---------------|
| Vitesse | 0-20000 osc/m |
| Bruit | ≤70db |
| Stériliser | ≤135 °C |

Autoclavable

Emballé dans un étui de transport en aluminium



Battery Operated

SCIE STERNUM

Pour application en chirurgie thoracique.

Configuration standard:

- Une pièce à main
- 2 pcs. Lames de scie
- 2 pcs. Batterie
- 1 pc. Chargeur
- 2 pcs. Anneaux stérilisants

SPÉCIFICATIONS

| | |
|------------|---------------|
| Vitesse | 0-15000 osc/m |
| Bruit | ≤70db |
| Stériliser | ≤135 °C |

Autoclavable

Emballé dans un étui de transport en aluminium



ESD-369D.300UA

JEU DE PERCEUSE ET SCIE ORTHO MULTIFONCTION

Configuration standard:

- Moteur de pièce à main, à batterie
- Accessoire de forage (type Jacob Chuck)
- Attachement de foret canulé
- Fixation pour scie oscillante
- Accessoire d'alésoir
- Adaptateur de conversion pour alésoirs de conception AO
- Adaptateur de conversion pour mèches à couplage rapide
- 1 pc. Chargeur
- 2 pièces Anneaux de stérilisation
- 2 pièces Lames de scie oscillantes
- 2 pièces Batterie



SPÉCIFICATIONS

| | | |
|---------------|-------------------------|---|
| Pièce de main | Tension de travail | 14.4V (14.4V) |
| | Puissance de sortie | ≥90W |
| | Montée unitaire à Temp. | ≤20°C |
| Chargeur | Tension d'entrée | AC 110V-240V 50HZ-60HZ |
| | Puissance de sortie | 14.4V 900MA |
| | Puissance d'entrée | 30w |
| Batterie | Tension | 14.4V (14.4V) |
| | Temps de chargement | 2Hours ou plus |
| | Durée de fonctionnement | Continue 45-50 minutes sur la pleine charge |

Autoclavable

Emballé dans un étui de transport en aluminium

ESD-369D.103**PERCEUSE CRÂNIENNE ET BUR**

Pour application en chirurgie crânienne.

Configuration standard:

- 1 pc. Fixation crânienne de perceuse
- 1 pc. Bur Pièce jointe
- 2 pcs. Batterie
- 1 pc. Chargeur
- 2 pcs. Anneaux stérilisants

SPÉCIFICATIONS

| | |
|--------------------|---------------|
| Vitesse - Perceuse | 0-1000 r/m |
| Vitesse - Bur | 0 à 40000 r/m |
| Bruit | ≤65db |
| Stériliser | ≤135 °C |




Battery Operated

Autoclavable

Emballé dans un étui de transport en aluminium

PIÈCES DE RECHANGE

ESD369D.225
Chuck avec
clé



ESD369D.311
Lame de rechange



ESD369D.314
Boîte de stérilisation pour
Ensemble de perceuse



ESD369D.216
Accouplement
rapide Foret
Attachement



ESD369D.309
Batterie



ESD369D.310
Chargeur de batterie



ESD369D.219
K Wire
attachement



ESD369D.217
Adaptateur d'alésoir -
pour hexagonal
alésoir de montage