



TIGER line



Perceuses et Scies Chirurgicales

Système de Perceuses et Scies Electriques Multifonction




Code: **ESD-369.302**

Pièce à main de perçage canulé avec mandrin en acier inoxydable fixe (0 ,1/4") (Support en acier inoxydable)



Code: **ESD-369.303**

Pièce à main canulée Type A.O.
Raccord rapide avec
Mandrin universel (Fraisage)
(Support en acier inoxydable)



Code: **ESD-369.304**

Scie Pièce à main Sagittale
(Set de cinq lames) (Support en acier inoxydable)



Code: **ESD-369.301**

Unité d'entraînement inclut le support du moteur, commande au pied, tige flexible, trousse à outils, bouteille d'huile et récipient spécial (Support en acier inoxydable), Moteur I SHP. entièrement recouvert avec corps en acier inoxydable, Couple élevé)

• Pièce à main fournie séparément





Code: **ESD-369.305**
Scie Pièce à main oscillant
(Set de cinq lames)



Code: **ESD-369.306**
Tige flexible pour l'unité d'
entraînement



Code: **ESD-369.307**
Mandrin de perçage Adaptateur en
acier inoxydable



Code: **ESD-369.308**
Adapteur type AO en acier
inoxydable



Code: **ESD-369.309**
Adapteur type Hudson en acier
inoxydable

Si gg] X]gdcb]V'Yg:

Code: **ESD-369.310**
Adapteur type Trinkle en acier
inoxydable

Code: **ESD-369.311**
Adapteur type Zimmer en acier
inoxydable



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

