




FICHE TECHNIQUE 

Modèle: EST-A100

Table opératoire électrique



- La table d'opération électrique est spécialement conçue pour répondre à la demande des opérations chirurgicales générales. Elle adopte l'acier inoxydable 304, d'excellentes propriétés antirouille
- Le plateau est disponible pour la radiographie. Translation longitudinale >300mm, ce qui répond aux besoins en arceau.
- Longueur / Largeur: 2070mm / 550mm
- Elévation (haut / bas): 700mm / 1000mm
- Trendelenburg: $\geq 25^\circ$
- Trendelenburg inversé: $\geq 25^\circ$
- Inclinaison latérale (gauche / droite): $25^\circ / 25^\circ$
- Appuie-tête (haut / bas): $45^\circ / 90^\circ$
- Repose-pieds (positionnement haut / bas et horizontal): 90°
- Plaque arrière (haut / bas): $75^\circ / 20^\circ$
- Pont rénal: 120mm
- Coulissante: 300mm
- Puissance: 220v, 50Hz, 1.0kW

Accessoires standard :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - 2 Supports d'épaule | - 2 béquilles |
| - 2 supports de bras | - 2 plaques de pied |
| - 2 appuis latérales | - 8 pince de fixation |
| - 2 pince de fixation longue | - 1 matelas |
| | - 1 télécommande |



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

