



# COLPO 99

Series - Colposcope



BLOC OPERATOIRE



## Specifications

Spécifications	Colpo-99 (colpo-99)	Colpo-99 plus
jumelles	Droite f'=160 mm	
objectif	f'=300 mm	
oculaire	12.5x, point d'oeil élevé, angulaire large, distance de sortie de pupille 21mm	
Ajustement dioptrer	-5D à + 5D	
Changeur de grossissement	5 étapes: 0.4x, 0.6x, 1x, 1.6x, 2.5x	
Grossissements totaux	2.8x,4x,7x,11.5x, 17x	
Champ visuel	80 mm-12,5 mm	
Distance interpupillaire	55 mm à 75 mm	
Se concentrant	Micro-gamme de manuel 40mm	
Distance de travail	295 mm	
Illumination		
type	Illumination coaxiale par système optique de guide lumineux	
Source de lumière froide	Lampe LED, 3V/10W	
Contrôle de l'éclairage	3 étapes	
Champ d'illumination	80 mm	
alimentation	AC 90V-240V	
Intensité lumineuse	25000 LUX	
filtre	vert	
BRAS, STAND		
type	Type de support de plancher	Bras pantographique, support de plancher 1040mm
Angle de rotation	360°	270°
Course d'élévation	170 mm	350 mm
hauteur	1000-1170 mm	1000-1350 mm
Taille de base	600mm	
poids	13kgs	38kgs
Accessoires		
jumelles	Jumelles inclinées à 45° f'=125 mm	
objectif	f'=250mm,400mm	
Splitter faisceau	Démontable	
Adaptateur pour CCD	Avec diaphragme de l'iris, f'=65 mm	
REMARQUE : Spécifications sujettes à changement sans préavis		