



Ligne ESF5

Aspirateurs manuels
ou à pedale



BLOC OPERATOIRE



ESF5-170 & ESF5-170/B

ASPIRATEUR A PEDAL

- Coffret plastique anti-choc.
- Léger et facile à nettoyer.
- Il fonctionne manuellement par pression de la main ou du pied.
- L'aspirateur atteint une dépression réglable jusqu'à 0,45 bar - 190 mmHg.
- Bocal stérilisable avec soupape de trop-plein.
- 1 filtre à usage unique (inclus)
- Dim: 260 x 180 x 240 H. mm.
- Poids 1,6kg

Cod.	Descr.
ESF5-170	Aspirateur avec bocal de 1L
ESF5-170/10	Housse de transport



- Modes de fonctionnement : électrique ou manuel
- Réalisé en ABS.
- 50 lt./min x 30kg (contrôle manuel ou à pédale) 12lt./min (par aspiration électrique en continu de 12V) avec 1 accumulateur à plomb rechargeable 3A.
- Autonomie de 30 minutes en continu.
- LED lumineux indiquant le niveau de recharge.
- L'aspirateur est réglable jusqu'à 0,50 bar - 380 mmHg.
- 1 filtre jetable (inclus)
- 1 rechargeur (inclus)
- Poids 2kg

Cod.	Descr.
ESF5-170/B	Aspirateur avec bocal de 1L
ESF5-170/10	Housse de transport

ESF5-175

ASPIRATEUR A PEDAL A HAUT FLUX

- Léger et facile à utiliser
- Il peut être utilisé dans plusieurs situations: endroits sans connexion électrique, à domicile et dans autres situations d'urgence.
- Soupape unidirectionnel sans production de pression positive.
- Plaque métallique sûre et fiable adapte au transport et à l'usage.
- Dimensions 320 x 230 x 280 (H) mm
- Poids 4 kg
- Débit ≥ 70 l/min
- Vide maximum 0,90 bar
- Accessoires inclus :
 - Pompe très efficace pour un vide instantané
 - 1 bocal autoclavable de 1 lt
 - 1 jeu de tuyaux en silicone (0.4 m + 2 m)
 - 1 filtre antibactérien
 - 1 vacuomètre de \varnothing 63mm.

Cod.	Descr.
ESF5-175	Aspirateur avec bocal de 1L
ESF5-0001	Bocal en makrolon de 1L autoclavable
ESF5-0016	Filtre à usage unique
ESF5-00079	Jeu de tuyaux autoclavables \varnothing 8 x 14 mm - 0,35+2 mm





ESF5-151

5GD=F 5H9I F `A 5BI 9@DCI F `I F ; 9B79



- Aspirateur de sécrétions fonctionnel, sûr, portable, puissant et économique qui fonctionne par une seule main.
- Il peut être inclus dans n'importe quel sac d'urgence ou dans l'ambulance grâce à ses petites dimensions.
- Dans les situations d'urgence il permet d'aspirer les sécrétions des voies aériennes dans une façon sûre, rapide et efficace.
- Le kit est adapté à tous les interventions de premier secours surtout dans les endroits où la connexion électrique n'est pas possible.
- Dimensions 12,5 x 6 x 16 H (cm)
- Poids 192 g
- Débit ≥ 20 l/min
- Vide maximum 0,25 bar
- Accessoires inclus :
 - 1 poignée réutilisable
 - 1 Bocal sécrétions à usage unique 300 ml
 - 1 jeu de tuyaux à usage unique flexibles, taille adulte et enfant

Cod.	Descr.
ESF5-151	Aspirateur avec bocal de 1L
ESF5-151/1	Bocal en makrolon de 1L autoclavable
ESF5-151/2	Jeu de tuyaux à usage unique taille adulte et enfant



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

