

# ESF5-30 SERIE SURGICAL ASPIRATORS

CE  
0123



# ESF5-30 SERIE **SURGICAL ASPIRATORS**

## ASPIRATEURS DE CHIRURGIE

Portable suction machine for minor surgery, professional use, with **powerful double piston motor**. Ideal for home post-surgery treatment.

ABS anti-shock case, light, easy to carry and keep clean.

Supplied with 1 lt. jar sterilizable, with overflow valve.

Complete with suction regulator, vacuum gauge. Filter disposable.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Suction power : 32 lt./min.
- Maximum vacuum : 800 mm/hg.
- Power consumption: 80 W
- Two safety fuse
- Voltage: 230V - 50/60 Hz
- Size: 450 x 150 x 280 (H) mm
- Weight: 4,0 kg

Aspirateur pour chirurgie mineure, à usage professionnel avec **moteur puissant à double piston**.

Idéal pour traitements postopératoires à domicile.

Boîtier en ABS antichoc, léger et facile à nettoyer.

Livré avec bocal stérilisable de 1 l., avec soupape de trop-plein.

Régulateur d'aspiration avec vacuomètre.

Filtre usage unique,

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance d'aspiration: 32 lt./min.
- Aspiration maximum: 800 mm/h g.
- Puissance absorbée: 80 W
- Deux fusibles de sûreté.
- Alimentation: 230V - 50/60 Hz
- Dimensions: 450 x 150 x 280 (H) mm
- Poids: 4,0 kg



### Available with :

- One jar 1 lt
- One jar 2 lt
- Double jar 2x1 lt
- Double jar 2x2 lt

### Optional accessories

- Mobile stand (optional antistatic wheels )
- Pneumatic footswitch

### Disponibile avec :

- Une bouteille 1 lt
- Une bouteille 2 lt
- Double bouteille 2x1 lt
- Double bouteille 2x2 lt

### Accessoires optionnels

- Stand mobile ( roues antistatiques en option )
- Pédale pneumatique



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

