



ESF5-35/xx

5 gd]fUhYi f'dci f'W]fi f[]Y'a]bYi fY



..... 6 @C7.CD9F5HC=FE



ESF5-35/xx

5gd]fUHyi f`dci f`W]fi f[]Y`a]bYi fY

Aspirateur pour chirurgie mineure avec puissant moteur à piston. Idéal pour soins post-opératoires à domicile. Boîtier en ABS antichoc, léger et facile à nettoyer. Livré avec bocal stérilisable de 1 litre et valve de reflux. Régulateur d'aspiration avec vacuomètre. Filtre à usage unique Yh'jeu de tubulure.



ESF5-35/00

Specifications Techniques

Moteur	Maintenance-free Oil free piston pump
Poids	4,5 kg
Alimentation	230V/50-60Hz (0,260A)
Puissance absorbée	60 W
Débit	70 l/min
Vide maximum	0,80 bar - 600 mmHg / -80 kPa
Cycle d'opération	60min ON / 30 min OFF
Niveau sonore	61,7 Db

Configurations disponibles

Bocaux	230V 50-60Hz	110V 60Hz
1 x 1 L	ESF5-35/00	ESF5-35/11
1 x 2 L	ESF5-35/20	ESF5-35/31
2 x 1 L	ESF5-35/40	ESF5-35/41
2 x 2 L	ESF5-35/60	ESF5-35/71

Accessoires sur demande

ESF5-35/xx/P	Prédisposition commande au pied
ESF5-35/xx/PF	Prédisposition commande au pied + pédale

VERSIONS DU ESF5-35 SUR CHARIOT
Aspirateur pour différentes applications.
Chariot en acier avec 4 roulettes, dont 2 avec freins.

Configurations disponibles

Bocaux	230V 50-60Hz	110V 60Hz
1 x 1 L	ESF5-35/05	ESF5-35/06
2 x 1 L	ESF5-35/45	ESF5-35/46
2 x 2 L	ESF5-35/65	ESF5-35/66
2 x 4 L	ESF5-35/95	ESF5-35/97



ESF5-35/65



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

