



GACB 2

Wall mounted, antibacterial filter and security expansion jar



Cod. GACB 2



- Vacuum regulator with ON-OFF valve and vacuum gauge with scale -1000 to 0 mbar.
- Operating Mode: Continuous.
- Power Source: Central Vacuum System
- Antibacterial filter \varnothing 50 mm.
- Expansion chamber for protecting the suction circuit, equipped with overfull valve (quick conical clutch).
- Afnor connecting clutch to the central vacuum system.
- Bracket and supporting ring for container.
- 1 or 2 lt makralon collection container which can be sterilized.
- Silicone tube \varnothing 8x13 mm.
- Dimensions: 30x11x40 h cm.
- Weight: 3 Kg.

OPTIONAL

- Stainless steel cannula.




ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com





GACB 2

Fixée au mur, filtre antibactérien et jar d'expansion de sécurité



Cod. GACB 2



- Régulateur de vide avec soupape d'arrêt et manomètre avec échelle de -1000 à 0 mbar.
- Mode de fonctionnement: continu.
- Source d'alimentation: système central d'aspiration
- Filtre antibactérien de \varnothing 50 mm.
- Bocal d'expansion pour la protection du circuit d'aspiration, équipé d'une soupape de sécurité (embrayage conique rapide).
- Support et anneau de support pour le récipient.
- Embrayage Afnor de connexion au système central d'aspiration.
- Bocaux de 1 ou 2 Lt en makralon qui peuvent être stérilisés.
- Tube en silicone \varnothing 8x13 mm.
- Dimensions: 30x11x40 h cm.
- Poids: 3 Kg.

EN OPTION

- Canule en acier inoxydable.



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

